

# ACQUAUTOCLAVE

AGUA DESMINERALIZADA  
BIDESTILADA

# 015-BZ

AUTO CLAVE - LAVADO DE MATERIAL  
QUIRÚRGICO




## FÓRMULA DEL CONCENTRADO

Agua desmineralizada: **100%** - 0,0 ppm de TSD

**Cada bidón contiene 5 Litros**

## Precaución:

- Una vez abierto, usar dentro de 48 hrs.
- Manténgase a temperatura ambiente.
- No usar si el sello está roto.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Mantener alejado de fuentes de calor y luz natural o artificial.



(01)01234567890128

## ELABORADO POR: LA CULTURA DEL AGUA spA

Psje. Nuevo 46 #3006 - Telefono (+65) 2251845 / (+569) 77566367  
info@retechile.cl - Puerto Montt, X Región, Chile



La Cultura del Agua