

# ACQUADENT

AGUA DESMINERALIZADA PARA  
USO CLÍNICO

SILLONES DENTALES - MATERIAL QUIRÚRGICO  
DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES



## FÓRMULA DEL CONCENTRADO

Agua desmineralizada: 0 ppm de TSD **99,95 %**

Dióxido de Cloro: **0,05%**

**Cada bidón contiene 5 Litros**

# 003-AA

## Precaución:

- Una vez abierto, usar dentro de 48 hrs.
- Manténgase a temperatura ambiente.
- No usar si el sello está roto.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Mantener alejado de fuentes de calor y luz natural o artificial.



(01)01234567890128

**ELABORADO POR: LA CULTURA DEL AGUA spA**

Psje. Nuevo 46 #3006 - Telefono (+65) 2251845 / (+569) 77566367

info@retecchile.cl - Puerto Montt, X Región, Chile



La Cultura del Agua