

CATÁLOGO de productos



GRUPO PHOENIX

CARETA DE PROTECCIÓN

(con espuma)



Nuestra nueva versión de careta de protección tiene una espuma que aísla el visor de la cara, brindando mayor comodidad y sujeción a la cabeza. Evita el contacto directo de las manos con la cara así como con micropartículas de fluidos.

MATERIAL + SOSTENIBILIDAD

El visor y la correa inferior corta están elaboradas con **materia prima recuperada de un proceso post-industrial**, con los más altos estándares de inocuidad y calidad.

Es **100% reciclable**, por lo tanto se debe hacer una adecuada disposición después de su uso.

Es **reutilizable** siempre y cuando no se use para servicios hospitalarios y se cuide adecuadamente.

CARACTERÍSTICAS + BENEFICIOS

Cinco piezas fáciles de ensamblar:

Visor. Totalmente transparente permitiendo una mejor visión óptica protegiendo ojos, nariz y boca.

Espuma libre de latex que brinda confort.

Banda elástica que se ajusta a la cabeza.

Botones plásticos de presión de fácil ensamble.

Correa inferior corta para ajustar adecuadamente el visor en la parte inferior.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	CÓDIGO	UDF	EMBALAJE
KIT CARETA CON ESPUMA	MKITS-00000177	200	4 x 50
KIT CARETA INDIVIDUAL CON ESPUMA	MKITS-00000179	60	60 x 1
KIT CARETA INDIVIDUAL CON ESPUMA	MKITS-00000184	200	40 x 5
CARETA PERSONALIZADA	-	min. 10.000 und	200 x 1

INSTRUCCIONES DE ARMADO

Partes:



(A) Visor

(B) Espuma


(C) Banda elástica

(D) Correa inferior corta


(E) Pin / botón de presión




1. Retire el liner de la espuma y péguela al visor conservando la forma.



2. Pase el elástico por el orificio (x) del visor y coloque el primer pin plástico, luego únalo con el segundo pin. Repita este paso en el otro extremo.



3. Como paso opcional, ensamble D en los dos orificios inferiores del visor. Esto ayuda a que la careta quede más cerrada.



Escanear código para ver el video de armado

CUIDADOS Y RECOMENDACIONES

- Después de su uso, límpiela y desinféctela con alcohol o con agua y jabón líquido.
- Seque con un paño suave para prevenir rayones.
- No limpie con productos abrasivos ni con ningún solvente químico.
- Después de la limpieza y desinfección se recomienda dejarla dentro de una bolsa plástica con cierre para evitar que se raye.

KIT CARETA CON ESPUMA + TAPABOCAS



El uso de caretas de protección y tapabocas, **será obligatorio en establecimientos comerciales de atención al público** en el país, por eso nuestra nueva versión de **careta + tapabocas** es perfecta para proteger a tanto a las personas que las llevan puestas y a las que no, de las salpicaduras de microgotas.

MATERIAL + SOSTENIBILIDAD

CARETA

El visor y la correa inferior corta están elaboradas con **materia prima recuperada de un proceso post-industrial**, con los más altos estándares de inocuidad y calidad.

Es **100% reciclable**, por lo tanto se debe hacer una adecuada disposición después de su uso.

Es **reutilizable** siempre y cuando no se use para servicios hospitalarios y se cuide adecuadamente.

TAPABOCAS

Elaborado en tres capas tejidas con doble costura y dos elásticos en caucho afelpados.

CAPA EXTERIOR: Polipropileno de 40 gramos.

CAPA INTERMEDIA: Tela con filtro 35 PH antibacterial.

CAPA INTERNA: Tela filtro anti fluido de 15 gr.

CARACTERÍSTICAS + BENEFICIOS

Careta

Cinco piezas fáciles de ensamblar:

Visor: Totalmente transparente permitiendo una mejor visión óptica protegiendo ojos, nariz y boca.

Espuma libre de latex que brinda confort a la cabeza.

Banda elástica que se ajusta a la cabeza.

Botones plásticos de presión de fácil ensamble.

Correa inferior corta para ajustar adecuadamente el visor en la parte inferior.

Tapabocas

Permite mayor protección del rostro utilizándolo al tiempo con la careta.

Los elásticos garantizan sostener la mascarilla en la cara del usuario.

Cuenta con un ajuste a la nariz suave y liviano, para una perfecta adaptabilidad y confort (alambre nasal)

Brinda comodidad para uso prolongado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

KIT CARETA CON ESPUMA + TAPABOCAS

CÓDIGO

UDF

EMBALAJE

MKITS-00000197


200

40 x 5


INSTRUCCIONES DE ARMADO

Partes:


- (A) Visor
- (B) Espuma
- (C) Banda elástica
- (D) Correa inferior corta
- (E) Pin / botón de presión




1. Retire el liner de la espuma y péguela al visor conservando la forma.



2. Pase el elástico por el orificio del visor y coloque el primer pin plástico, luego únalo con el segundo pin. Repita este paso en el otro extremo.



3. Como paso opcional, ensamble D en los dos orificios inferiores del visor. Esto ayuda a que la careta quede más cerrada.



CUIDADOS Y RECOMENDACIONES

- Después de su uso, límpiela y desinféctela con alcohol o con agua y jabón líquido.
- Seque con un paño suave para prevenir rayones.
- No limpie con productos abrasivos ni con ningún solvente químico.
- Después de la limpieza y desinfección se recomienda dejarla dentro de una bolsa plástica con cierre para evitar que se raye.

CARETA DE PROTECCIÓN CON ESPUMA ABATIBLE



Permite ser usada por tiempo prolongado sin necesidad de quitarla totalmente de la cabeza en caso que el usuario quiera descansar (se puede subir y bajar el visor libremente).

MATERIAL + SOSTENIBILIDAD

El visor y la correa inferior corta están elaboradas con **materia prima recuperada de un proceso post-industrial**, con los más altos estándares de inocuidad y calidad.

Es **100% reciclable**, por lo tanto se debe hacer una adecuada disposición después de su uso.

Es **reutilizable** siempre y cuando no se use para servicios hospitalarios y se cuide adecuadamente.

CARACTERÍSTICAS + BENEFICIOS

Tres piezas de fácil ensamble:

1. Visor con espuma: Totalmente transparente permitiendo una mejor visión óptica protegiendo ojos, nariz y boca. La espuma brinda mayor confort a la cabeza.
2. Pin de presión de fácil ensamble.
3. Correa inferior corta (opcional) para cerrar el visor en la parte inferior de la cara.

Teniendo en cuenta que el visor es abatible, permite extender la duración de la careta ya que se evita colocarla sobre superficies que la puedan rayar o dañar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


CARETA DE PROTECCIÓN ABATIBLE

CÓDIGO	UDF	EMBALAJE
MKITS-00000202	186	93 x 2

INSTRUCCIONES DE ARMADO

Partes:


- (A) Visor con espuma
- (B) Pin / botón de presión
- (C) Correa inferior




1. Pase el pin de la espuma por el orificio del visor y asegure con el pin que está en la bolsa.

2. Asegure el pin hasta tener el click.

1.




2.



3. Como paso opcional, ensamble D en los dos orificios inferiores del visor. Esto ayuda a que la careta quede más cerrada.

3.



CUIDADOS Y RECOMENDACIONES

- Después de su uso, límpiela y desinféctela con alcohol o con agua y jabón líquido.
- Seque con un paño suave para prevenir rayones.
- No limpie con productos abrasivos ni con ningún solvente químico.
- Después de la limpieza y desinfección se recomienda dejarla dentro de una bolsa plástica con cierre para evitar que se raye.



Desinfectante en aerosol para todo tipo de superficies.

MATERIAL + SOSTENIBILIDAD

Empaque en aluminio 100% reciclable.

CARACTERÍSTICAS + BENEFICIOS

Sistema de alcohol en aerosol de fácil aplicación.

Es una alternativa práctica e higiénica que evita el contacto directo.

Se recomienda aplicar a 15 cm de distancia de la zona que se requiere cubrir.

Portable y de secado rápido.

Presentación de 150 ml.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	CÓDIGO	CAPACIDAD (ml)	EMBALAJE (und x caja)
ALCOHOL EN AEROSOL	QMAIW-00000000	150	55
ALCOHOL EN AEROSOL	QMAIW-00000001	150	4
ALCOHOL EN AEROSOL	QMAIW-00000005	150	18

MAMPARAS DE PROTECCIÓN (SEPARADORES)



Mamparas protectoras y separadoras de espacios y de fácil limpieza que se pueden adaptar a cualquier necesidad. Este tipo de mamparas son elementos prácticos para mantener una barrera casi invisible en los espacios de trabajo o cubículos de oficinas.

MATERIAL + SOSTENIBILIDAD

Láminas plásticas fabricadas en PS cristal.

100% reciclables y reutilizables.

CARACTERÍSTICAS + BENEFICIOS

Contamos con mamparas para superficies planas.

Dimensiones: lámina de 70cm x 70cm y 70cm x 50cm (incluye la pieza central, dos piezas de soporte y dos grips de PVC con adhesivo).

Son ideales para aislar y proteger el personal que labora en recepciones de oficinas, en servicios de atención al público como cajeros de banco, puntos de pago, cajeros de supermercados, tiendas, entre otros.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	DIMENSIÓN (cm)	CALIBRE (mm)	EMBALAJE
MAMPARA OPCIÓN 1	50 x 70	hasta 2,6	4 y 8 und
MAMPARA OPCIÓN 2	70 x 70	hasta 2,6	4 y 8 und

*Las dimensiones pueden variar dependiendo la estabilidad del material.



Estos productos ofrecen la asepsia requerida por el paciente durante su tratamiento asegurando que estos elementos no sean reutilizados en otros pacientes o tratamientos.

Son una alternativa higiénica y económica frente a los productos de acero inoxidable.

PRODUCTOS

Productos médicos desechables
Incluye: jarra económica, ponchera, pato coprológico, pito urinal, bandeja económica, riñonera, jabonera.

MATERIAL + SOSTENIBILIDAD

Elaborados en plástico (polipropileno, polietileno y/o poliestireno), 100% reutilizables siempre y cuando se realice la debida desinfección después de su uso.

CARACTERÍSTICAS + BENEFICIOS

Productos básicos de aseo diseñado especialmente para el sector salud en pacientes que deben permanecer por periodos de convalecencia y/o recuperación en hospitales y clínicas.

Disponible en presentación individual.

Se pueden lavar y/o desinfectar las veces que sea necesario.

Ofrece seguridad e inocuidad a los pacientes que los deben usar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	CAPACIDAD (oz / cm ³)	UDF	EMBALAJE	CUBICAJE / ft ³	PESO CAJA (kg)
JARRA ECONÓMICA	33 / 100	40	1 x 40	1,0	2,1
PONCHERA	165 / 500	50	1 x 50	2,0	8
PATO COPROLÓGICO	-	20	1 x 20	4,8	3,8
PITO URINAL	32 / 950	30	1 x 30	4,8	3,6
BANDEJA ECONÓMICA	-	220	1 x 220	0,8	8,8



GRUPO PHOENIX

SOMOS GRUPO PHOENIX

Líderes en desarrollo y fabricación de soluciones de empaque para las industrias de alimentos, cuidado personal, cuidado del hogar y farmacéutica, así como empaques para el food service y consumo masivo.

Con una fuerte presencia en más de 30 países a nivel mundial.



@GrupoPhoenixLat