



EDWARDS ACCESS Adaptador para CoSet

Adaptador para CoSet Ref. 93505

Características

1. Sonda de temperatura en línea

Está directamente en la trayectoria del fluido inyectado para proporcionar una mayor precisión de medición de la temperatura al calcular el gasto cardíaco.

2. Innovador escudo contaminación

Está integrado en el émbolo reforzado para ayudar a cerrar el sistema y reducir aún más el riesgo de la infección nosocomial por el tacto o contaminaciones aéreas.

3. Almohadilla

Proporciona un área de gran superficie y una forma contorneada diseñada para la comodidad y facilitar una inyección rápida y pareja.

4. Relleno de volumen limitado (10cc)

Ayuda en la obtención precisa del gasto cardíaco mediante la simplificación de llenado y la eliminación de la variabilidad de las diferencias técnicas de llenado.

5. Sujetador para los dedos de posiciones múltiples

Diseñado para la mayoría tamaños de mano y una variedad de técnicas de inyección, proporcionando comodidad y eficiencia en la inyección.

- 
- 1 **In-line temperature probe** is directly in the injectate fluid path to provide greater temperature measurement accuracy when calculating cardiac output.¹
 - 2 **Innovative contamination shield** is integrated into the reinforced plunger to help close the system and further reduce the risk of nosocomial infection from touch or airborne contaminations.^{2*}
 - 3 **Palm pad** provides a large surface area and a contoured shape designed for comfort and leverage to facilitate smooth, rapid injection.
 - 4 **Volume-limited filling** (10cc) aids in obtaining accurate cardiac output by simplifying filling and eliminating the variability from differences in filling techniques.
 - 5 **Multi-position finger grips** are designed for most hand sizes and a variety of injection techniques, providing comfort and injection efficiency.

Available in both cold and room temperature configurations. CO-Set+ System offers a choice in accommodating clinical protocols and patient profiles. Room temperature CO-Set+ System maximizes convenience and minimizes set-up time. Cold temperature CO-Set+ System provides an increased signal-to-noise ratio and may enhance reproducibility of cardiac output measurements.