

# INSTITUCIONES DE SALUD



Guía de productos  
para la limpieza y desinfección.

# INSTITUCIONES DE SALUD



## LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN INSTITUCIONES DE SALUD

Las instituciones de salud son lugares con elevado riesgo a la presencia de microorganismos altamente resistentes como *Clostridium difficile*, *Klebsiella pneumoniae*, *Acinetobacter baumannii*, *Staphylococcus aureus*, entre otros. Los productos de limpieza y desinfección para equipos, superficies y ambientes en áreas críticas y semicríticas, así como la higiene y sanitización de manos del personal sanitario, constituyen una medida de prevención importante en la transmisión de estos patógenos desde las superficies y equipos hacia las manos del personal médico, y posteriormente a los pacientes dentro de las instituciones de salud. Industrias Cory tiene un amplio portafolio de productos especiales para lavado enzimático de dispositivos e instrumental médico, desinfectantes de alto nivel, de medio y bajo nivel para usar de acuerdo al área a tratar.



# ÍNDICE

<b>LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y DE SUPERFICIES .....</b>	<b>4 - 7</b>
<b>LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MANOS .....</b>	<b>8</b>
<b>GEL CONDUCTOR DE ONDAS .....</b>	<b>9</b>
<b>CAMPOS DESECHABLES .....</b>	<b>10 - 16</b>
<b>CAMPOS Y PAQUETES QUIRÚRGICOS DESECHABLES .....</b>	<b>17 - 29</b>
<b>ROPA DESECHABLE .....</b>	<b>30 - 34</b>

# INSTITUCIONES DE SALUD

## LIMPIEZA Y DESIFECCIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y DE SUPERFICIES

### CORY-ZYME

- » Detergente multienzimático de última generación.
- » Altamente concentrado.
- » Con aplicación en clínicas, hospitales, consultorios médicos y odontológicos, centrales de esterilización, veterinarias y ambientes hospitalarios en general.
- » Registro INVIMA como Dispositivo médico.

### INDICACIONES

Remueve sangre, mucosidad, heces, proteínas, grasa, residuos de alimentos y en general cualquier residuo de materia orgánica presente. Formulado para la limpieza profunda de instrumentales quirúrgicos, endoscopios rígidos y flexibles, accesorios de endoscopios, fibroscópios flexibles, mangueras que se emplean en liposucciones, instrumentales odontológicos, ortopédicos y materiales de anestesia de vidrio, sin causar daños en estos instrumentos ni en sus partes.



### CORY-ZYME SE

- » Detergente multienzimático sin espuma para máquinas termolavadoras de última generación.
- » Altamente concentrado.
- » Con aplicación en clínicas, hospitales, consultorios médicos y odontológicos, centrales de esterilización, veterinarias y ambientes hospitalarios en general.
- » Registro INVIMA como Dispositivo médico.

### INDICACIONES

Remueve sangre, mucosidad, heces, proteínas, grasa, residuos de alimentos y en general cualquier residuo de materia orgánica presente. Formulado para la limpieza profunda de instrumentales quirúrgicos, endoscopios rígidos y flexibles, accesorios de endoscopios, fibroscópios flexibles, mangueras que se emplean en liposucciones, instrumentales odontológicos, ortopédicos y materiales de anestesia de vidrio, sin causar daños en estos instrumentos ni en sus partes.



### CORY-ZYME 1P

- » Detergente desinfectante multienzimático espumante con propiedades lubricantes.
- » Listo para usar.
- » Altamente concentrado.

### INDICACIONES

Ofrece un alto desempeño y facilidad de uso para remoción de sangre, mucosidad, heces, proteínas, grasa, residuos de alimentos y en general cualquier residuo de materia orgánica presente. También mantiene la humedad suficiente en los dispositivos médicos evitando así que la materia orgánica se seque ayudando a su remoción posterior.



# INSTITUCIONES DE SALUD

## LIMPIEZA Y DESIFECCIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y DE SUPERFICIES

### OXISAN HC

- » Desinfectante de amplio espectro.
- » Uso diario altamente efectivo contra bacterias, levaduras, hongos, esporas y virus.
- » Fácilmente Biodegradable.

### INDICACIONES

Desinfectante ideal para área médica ambulatoria, diversas áreas de unidades de cuidados intensivos, habitaciones de aislamiento y unidades de cuidados intensivos. En su forma diluida, menor al 2.3%, no presenta peligro conocido para quién lo manipula o está presente en las aplicaciones del producto.



### LUBRIZYME

- » Lubricante líquido para instrumental y dispositivos médicos articulados metálicos.
- » No requiere enjuague.
- » Fácilmente Biodegradable.

### INDICACIONES

Lubricante no aceitoso diseñado para usar en el instrumental quirúrgico posterior al lavado y previo a la esterilización, diseñado para aplicación por aspersion, inmersión o en máquinas lavadoras. Un uso regular del LUBRIZYME mejora el funcionamiento de las articulaciones del instrumental. No presenta interferencia con el proceso de esterilización bien sea por vapor o con óxido de etileno.



### OXIDES ULTRA

- » Desinfectante de alto nivel para desinfección y limpieza de superficies.
- » Principio activo: Peróxido de hidrógeno a 75.000 ppm y amonio cuaternario de quinta generación.

### INDICACIONES

Limpiador oxigenado y desinfectante de alto nivel que puede entrar en contacto con dispositivos médicos, superficies de clínicas, hospitales, consultorios, laboratorios y demás superficies en la industria en general.



# INSTITUCIONES DE SALUD

## LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y DE SUPERFICIES

### CORYCLOR

- » Desinfectante efervescente en polvo.
- » Principio activo: Dicloroisocianurato de sodio.
- » Libre de fósforo.

### INDICACIONES

Desinfectante con un amplio espectro antimicrobicida y mayor resistencia a descomponerse en presencia de materia orgánica, lo que lo hace ideal para desinfección de todo tipo de superficies, cuenta con registro como dispositivo médico.



### CORYCLEAN

- » Desinfectante y detergente efervescente en polvo con Dicloroisocianurato de sodio como principio activo.
- » Presenta mayor resistencia a inactivarse en presencia de materia orgánica.
- » Amplio espectro antimicrobiano, eficaz contra bacterias, micobacterias, esporas, hongos y virus.
- » Rápida eliminación de microorganismos
- » Libre de fósforo, pH cercano a la neutralidad, no corrosivo.

### INDICACIONES

Detergente en polvo con propiedades de limpieza y desinfección a un alto nivel, ideal para todo tipo de superficies, cuenta con registro como dispositivo médico.



### GLUDESINE EXTRA

- » Desinfectante a base de glutaraldehído.
- » Biodegradable.

### INDICACIONES

Desinfectante de alto nivel y esterilizante del instrumental clínico, efectivo para la desactivación química de los residuos peligrosos de riesgo biológico y la descontaminación de superficies y utensilios.



# INSTITUCIONES DE SALUD

## LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y DE SUPERFICIES

### BIOCORY SORB Q

- » Gelificante de fluidos con desinfectante.
- » Absorbe e inmoviliza fluidos.
- » Principio activo: amonio cuaternario de primera generación.

### INDICACIONES

Producto en polvo aplicado por espolvoreo para la absorción de derrames de todo tipo de fluidos, ayudando a mejorar el proceso de eliminación de estos, con propiedades desinfectantes.



### OXISAN PL

- » Desinfectante de alto nivel de equipos y superficies.
- » Con aplicación en hospitales, consultorios médicos y odontológicos.
- » Ideal para realizar la esterilización de equipos e instrumental médico.
- » Es eficaz contra esporas, virus, bacterias, micobacterias y hongos.

### INDICACIONES

Desinfectante en polvo que se activa al disolverlo en agua, adecuado para la esterilización rápida y segura de todos los instrumentos y equipos médicos, incluyendo los endoscopios. Es compatible con todos los materiales presentes en los diferentes dispositivos utilizados en ámbito hospitalicio, odontológico y sanitario.



### HIELO PLÁSTICO

- » Polímero sintético refrigerante reutilizable.
- » NO TÓXICO.
- » Mantiene la cadena de frío durante el transporte y almacenamiento de productos que requieren refrigeración.

### INDICACIONES

Es usado en industria médica, farmacéutica, de alimentos o para uso doméstico; permite conservar cadenas de frío por más de 48 horas, ya que tiene la propiedad de descongelarse lentamente.

Es reutilizable y al no entrar en contacto con los productos garantiza procedimientos higiénicos.



### CORYXIDINE JABÓN MANOS ANTIBACTERIAL

- » Principio activo: Gluconato de clorhexidina al 4%.
- » Lavado y desinfección de manos.
- » Bactericida, fungicida y virucida.
- » Biodegradable.

### INDICACIONES

Jabón antibacterial de acción y efecto rápido, ofrece un efecto residual que puede durar horas y un efecto acumulativo, no presenta efecto irritante o de sensibilización. En su presentación de 850ml es usado para dispensadores.



### CORYXIDINE ANTIBACTERIAL SIN ENJUAGUE

- » Asepsia y desinfección de manos.
- » Principio activo: Gluconato de clorhexidina al 4% y alcohol etílico.
- » Bactericida, fungicida y virucida.
- » Biodegradable.

### INDICACIONES

Limpia, desinfecta y protege las manos con agentes que evitan la irritación y aportan suavidad a las manos. No contiene fósforo ni triclosán, no requiere enjuague. En su presentación de 850ml es usado para dispensadores.



# INSTITUCIONES DE SALUD

## GEL CONDUCTOR DE ONDAS

### GEL PARA DIAGNÓSTICO

- » Gel conductor.
- » Fácil de retirar, hidrosoluble. No engrasa ni ocasiona daño alguno a los transductores.
- » Se extiende de manera uniforme sobre la piel.
- » Registro INVIMA como Dispositivo médico.

### INDICACIONES

Usado en la transmisión de ultrasonidos y potenciales eléctricos en exámenes de diagnóstico como ecografías y ecocardiogramas, placas de electrobisturí, electrocardiografía, electroencefalografía, electromiografía y desfibriladores. Su propiedad antibacterial evita la contaminación causada por el contacto del equipo con el paciente.



# INSTITUCIONES DE SALUD


## CAMPOS DESECHABLES

### CORY S3 P. BOLSA S3

- » Estéril.
- » 1 bolsa 98 x 75 cm, con resorte.

### INDICACIONES

Su uso está indicado para la cobertura estéril de equipos de cirugía durante procedimientos que requieran aislamiento y que pueden involucrar baja, moderada y gran cantidad de fluidos.




### CORY S4 P. BOLSA S4

- » Estéril.
- » 1 bolsa 76 x 98 cm, con resorte.

### INDICACIONES

Su uso está indicado para la cobertura estéril de equipos de cirugía durante procedimientos que requieran aislamiento y que pueden involucrar baja, moderada y gran cantidad de fluidos.



### CORY 4: FORRO TUBULAR PARA MANGO DE LAMPARA CIALITICA

- » Estéril.
- » 2 tubulares plásticos de 15 x 19 cm.

### INDICACIONES

Su uso está indicado para la cobertura estéril de equipos de cirugía durante procedimientos que requieran aislamiento y que pueden involucrar baja, moderada y gran cantidad de fluidos.




### CORY 53 P. ESTOQUINETA PARA TRASDUCTORES

- » Estéril.
- » 1 campo 15 x 100 sellado por un extremo.

### INDICACIONES

Su uso está indicado para la cobertura estéril de equipos de cirugía durante procedimientos que requieran aislamiento y que pueden involucrar baja, moderada y gran cantidad de fluidos, siendo usado de acuerdo a las necesidades previas al procedimiento.



# INSTITUCIONES DE SALUD

## CAMPOS DESECHABLES

### CORY 54 P. ESTOQUINETA PARA TRASDUCTORES

- » Estéril.
- » 1 Tubular plástico, sellado por un lado de 15 x 200 cm.

### INDICACIONES

Su uso está indicado para la cobertura estéril de equipos de cirugía durante procedimientos que requieran aislamiento y que pueden involucrar baja, moderada y gran cantidad de fluidos, siendo usado de acuerdo a las necesidades previas al procedimiento.




### CORY 55 P. ESTOQUINETA PARA TRASDUCTORES CERRADA

- » Estéril.
- » 1 tubular de 15 x 250 cm, plástico, extremo cerrado.

### INDICACIONES

Su uso está indicado para la cobertura estéril de equipos de cirugía durante procedimientos que requieran aislamiento y que pueden involucrar baja, moderada y gran cantidad de fluidos, siendo usado de acuerdo a las necesidades previas al procedimiento.




### CORY 56 P. ESTOQUINETA PARA TRASDUCTORES

- » Estéril.
- » 1 tubular plástico sellado por un lado de 15 x 150 cm.

### INDICACIONES

Su uso está indicado para la cobertura estéril de equipos de cirugía durante procedimientos que requieran aislamiento y que pueden involucrar baja, moderada y gran cantidad de fluidos.




### CORY 57 MESA INSTRUMENTAL HEMODINÁMICA PLÁSTICO

- » Estéril.
- » 2 campos plásticos de 150 x 170 cm.

### INDICACIONES

Su uso está indicado para la cobertura estéril de equipos de cirugía durante procedimientos que requieran aislamiento y que pueden involucrar baja, moderada y gran cantidad de fluidos.



# INSTITUCIONES DE SALUD


## CAMPOS DESECHABLES

### CORY 58 P. ESTOQUINETA TRASDUCTORES ABIERTA

- » Estéril.
- » 1 tubular de 15 x 250 cm, plástico, abierto.

### INDICACIONES

Su uso está indicado para la cobertura estéril de equipos de cirugía durante procedimientos que requieran aislamiento y que pueden involucrar baja, moderada y gran cantidad de fluidos.




### CORY 60 P. PROTECTOR ANGIÓGRAFO

- » Estéril.
- » 1 campo plástico tipo caja 105 x 105 cm, con resorte.
- » 1 bolsa 76 x 98 cm, con resorte.

### INDICACIONES

Su uso está indicado para la cobertura estéril de equipos de cirugía durante procedimientos que requieran aislamiento y que pueden involucrar baja, moderada y gran cantidad de fluidos.




### CORY 61 P. PROTECTOR PANEL EQUIPO HEMODINÁMICA

- » Estéril.
- » 1 campo caja 35 x 35 cm plástico, con resorte.

### INDICACIONES

Su uso está indicado para la cobertura estéril de equipos de cirugía durante procedimientos que requieran aislamiento y que pueden involucrar baja, moderada y gran cantidad de fluidos.



### CORY 62 P. BASE PARA TUBO DE RAYOS X

- » Estéril.
- » 1 bolsa plástica de 91 x 100 cm, con resorte.

### INDICACIONES

Su uso está indicado para la cobertura estéril de equipos de cirugía durante procedimientos que requieran aislamiento y que pueden involucrar baja, moderada y gran cantidad de fluidos.



# INSTITUCIONES DE SALUD


## CAMPOS DESECHABLES

### CORY 63 C. CAMPOS DE BOLSA DESECHOS

- » Estéril.
- » 1 campo bolsa 40 x 50, desechos.

### INDICACIONES

Su uso está indicado para la cobertura estéril de equipos de cirugía durante procedimientos que requieran aislamiento y que pueden involucrar baja, moderada y gran cantidad de fluidos.



### CORY 65 LÁMINA 120CM

- » No estéril.
- » 1 lámina plástica x 120 metros requeridos por cliente.

### INDICACIONES

Su uso está indicado para la cobertura estéril de equipos de cirugía durante procedimientos que requieran aislamiento y que pueden involucrar baja, moderada y gran cantidad de fluidos.




### CORY 66 P. FUNDA MESA DE MAYO GRANDE

- » Estéril.
- » 1 bolsa plástica de 76 x 98 cm.

### INDICACIONES

Su uso está indicado para la cobertura estéril de equipos de cirugía durante procedimientos que requieran aislamiento y que pueden involucrar baja, moderada y gran cantidad de fluidos, siendo usado de acuerdo a las necesidades previas al procedimiento.




### CORY 67 P. FUNDA MESA DE MAYO PEQUEÑA

- » Estéril.
- » 1 bolsa plástica de 50 x 100 cm.

### INDICACIONES

Su uso está indicado para la cobertura estéril de equipos de cirugía durante procedimientos que requieran aislamiento y que pueden involucrar baja, moderada y gran cantidad de fluidos, siendo usado de acuerdo a las necesidades previas al procedimiento.



# INSTITUCIONES DE SALUD


## CAMPOS DESECHABLES

### CORY 71 P. PROTECTOR BOMBA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA

- » Estéril.
- » 1 lámina 150 x 170 cm, plástico.

### INDICACIONES

Su uso está indicado para la cobertura estéril de equipos de cirugía durante procedimientos que requieran aislamiento y que pueden involucrar baja, moderada y gran cantidad de fluidos, siendo usado de acuerdo a las necesidades previas al procedimiento.




### CORY 72 P. PROTECTOR INTENSIFICADOR CR

- » Estéril.
- » 1 bolsa plástico 76 x 98 cm, con resorte.

### INDICACIONES

Su uso está indicado para la cobertura estéril de equipos de cirugía durante procedimientos que requieran aislamiento y que pueden involucrar baja, moderada y gran cantidad de fluidos, siendo usado de acuerdo a las necesidades previas al procedimiento.




### CORY 73 P. PROTECTOR INTENSIFICADOR SIN RESORTE

- » Estéril.
- » 1 bolsa plástica de 91 x 130 cm, sin resorte.

### INDICACIONES

Su uso está indicado para la cobertura estéril de equipos de cirugía durante procedimientos que requieran aislamiento y que pueden involucrar baja, moderada y gran cantidad de fluidos, siendo usado de acuerdo a las necesidades previas al procedimiento.




### CORY 74 P. PROTECTOR MICROSCOPIO ELECTRÓNICO

- » Estéril.
- » 1 bolsa plástica de 91 x 130 cm, con resorte.

### INDICACIONES

Su uso está indicado para la cobertura estéril de equipos de cirugía durante procedimientos que requieran aislamiento y que pueden involucrar baja, moderada y gran cantidad de fluidos, siendo usado de acuerdo a las necesidades previas al procedimiento.



# INSTITUCIONES DE SALUD

## CAMPOS DESECHABLES

### CORY 75 P. SÁBANA DESECHABLE

- » No estéril.
- » 1 sábana tela no tejida de 200 x 80 cm.
- » Morada.

### INDICACIONES

Su uso está indicado para la cobertura estéril de equipos de cirugía durante procedimientos que requieran aislamiento y que pueden involucrar baja, moderada y gran cantidad de fluidos, siendo usado de acuerdo a las necesidades previas al procedimiento.



### CORY 76 P. CAMPO QUIRÚRGICO ADICIONAL GRANDE #2

- » No estéril.
- » 1 campo plástico de 200 x 160 cm.

### INDICACIONES

Su uso está indicado para la cobertura estéril de equipos de cirugía durante procedimientos que requieran aislamiento y que pueden involucrar baja, moderada y gran cantidad de fluidos, siendo usado de acuerdo a las necesidades previas al procedimiento.




### CORY 80 CAUCHO MESA DE INSTRUMENTACIÓN

- » Estéril.
- » 1 campo plástico de 100 x 100 cm.

### INDICACIONES

Su uso está indicado para la cobertura estéril de equipos de cirugía durante procedimientos que requieran aislamiento y que pueden involucrar baja, moderada y gran cantidad de fluidos, siendo usado de acuerdo a las necesidades previas al procedimiento.




### CORY 84 P. MESA QUIRÚRGICA

- » Estéril.
- » 1 lámina plástica de 100 x 200 cm.

### INDICACIONES

Su uso está indicado para la cobertura estéril de equipos de cirugía durante procedimientos que requieran aislamiento y que pueden involucrar baja, moderada y gran cantidad de fluidos, siendo usado de acuerdo a las necesidades previas al procedimiento.



# INSTITUCIONES DE SALUD


## CAMPOS DESECHABLES

### CORY 85 BOLSA PARA BASE

- » Estéril.
- » 1 bolsa plástica tipo tubular de 91 x 90 cm, con resorte.

### INDICACIONES

Su uso está indicado para la cobertura estéril de equipos de cirugía durante procedimientos que requieran aislamiento y que pueden involucrar baja, moderada y gran cantidad de fluidos, siendo usado de acuerdo a las necesidades previas al procedimiento.




### CORY 87 P. MICROSCOPIO ELECTRÓNICO

- » Estéril.
- » 1 bolsa plástica tipo tubular de 150 x 200 cm, con resorte.

### INDICACIONES

Su uso está indicado para la cobertura estéril de equipos de cirugía durante procedimientos que requieran aislamiento y que pueden involucrar baja, moderada y gran cantidad de fluidos, siendo usado de acuerdo a las necesidades previas al procedimiento.




### CORY 89 P. PLÁSTICO PARA CAMILLA ANGIÓGRAFO

- » No estéril.
- » 1 lámina plástica de 200 x 100 cm.

### INDICACIONES

Su uso está indicado para la cobertura estéril de equipos de cirugía durante procedimientos que requieran aislamiento y que pueden involucrar baja, moderada y gran cantidad de fluidos, siendo usado de acuerdo a las necesidades previas al procedimiento.



### CORY 119 P. TOALLA

- » No estéril.
- » 2 toallas desechables absorbentes de 30 x 34 cm.

### INDICACIONES

Su uso está indicado para el secado estéril de las manos antes de procedimientos.



# INSTITUCIONES DE SALUD


## CAMPOS Y PAQUETES QUIRÚRGICOS DESECHABLES

### CORY 9 P. CAMPO LAMINADO

- » Estéril.
- » 1 campo en tela no tejida impermeable laminada de 72 x 75 cm.

### INDICACIONES

Su uso está indicado para la cobertura estéril de pacientes y prevenir la transferencia de agentes infecciosos durante procedimientos de intervencionismo médico o quirúrgico, que requieran aislamiento y que pueden involucrar baja, moderada y gran cantidad de fluidos, tanto en áreas ambulatorias como en quirófanos, siendo usado de acuerdo a las necesidades previas al procedimiento.




### CORY 16 P. CAMPO DE OJO

- » Estéril.
- » 1 campo de 147.5 +/- 2.5 cm x 170 +/- 1 cm, con incisión de 7 cm de diámetro, en tela no tejida.

### INDICACIONES

Su uso está indicado para la cobertura estéril de pacientes y prevenir la transferencia de agentes infecciosos durante procedimientos de intervencionismo médico o quirúrgico, que requieran aislamiento y que pueden involucrar baja, moderada y gran cantidad de fluidos, tanto en áreas ambulatorias como en quirófanos, siendo usado de acuerdo a las necesidades previas al procedimiento.



### CORY 17 P. CAMPO DE OJO FENESTRADO

- » Estéril.
- » 1 campo de 110 x 145 cm, campo con incisión de 9 cm de diámetro en el centro, en tela no tejida.

### INDICACIONES

Su uso está indicado para la cobertura estéril de pacientes y prevenir la transferencia de agentes infecciosos durante procedimientos de intervencionismo médico o quirúrgico, que requieran aislamiento y que pueden involucrar baja, moderada y gran cantidad de fluidos, tanto en áreas ambulatorias como en quirófanos, siendo usado de acuerdo a las necesidades previas al procedimiento.




### CORY 40 P. ARTROSCOPIA CON REFUERZO

- » Estéril.
- » 1 campo en tela no tejida de 145 x 250 cm, con incisión de 7 cm de diámetro, sin telita.

### INDICACIONES

Su uso está indicado para la cobertura estéril de pacientes y prevenir la transferencia de agentes infecciosos durante procedimientos de intervencionismo médico o quirúrgico, que requieran aislamiento y que pueden involucrar baja, moderada y gran cantidad de fluidos, tanto en áreas ambulatorias como en quirófanos, siendo usado de acuerdo a las necesidades previas al procedimiento.



# INSTITUCIONES DE SALUD

## CAMPOS Y PAQUETES QUIRÚRGICOS DESECHABLES

### CORY 44 P. CAMPO QUIRÚRGICO LATERAL

- » Estéril.
- » 1 campo plástico de 100 x 55 cm.

### INDICACIONES

Su uso está indicado para la cobertura estéril de pacientes y prevenir la transferencia de agentes infecciosos durante procedimientos de intervencionismo médico o quirúrgico, que requieran aislamiento y que pueden involucrar baja, moderada y gran cantidad de fluidos, tanto en áreas ambulatorias como en quirófanos, siendo usado de acuerdo a las necesidades previas al procedimiento.




### CORY 45 P. CAMPO QUIRÚRGICO

- » Estéril.
- » 1 campo plástico de 100 x 150 cm.

### INDICACIONES

Su uso está indicado para la cobertura estéril de pacientes y prevenir la transferencia de agentes infecciosos durante procedimientos de intervencionismo médico o quirúrgico, que requieran aislamiento y que pueden involucrar baja, moderada y gran cantidad de fluidos, tanto en áreas ambulatorias como en quirófanos, siendo usado de acuerdo a las necesidades previas al procedimiento.




### CORY 46 P. CAMPO QUIRÚRGICO

- » Estéril.
- » 1 campo plástico 150 x 170 cm, doblado normal.

### INDICACIONES

Su uso está indicado para la cobertura estéril de pacientes y prevenir la transferencia de agentes infecciosos durante procedimientos de intervencionismo médico o quirúrgico, que requieran aislamiento y que pueden involucrar baja, moderada y gran cantidad de fluidos, tanto en áreas ambulatorias como en quirófanos, siendo usado de acuerdo a las necesidades previas al procedimiento.




### CORY 49 P. CAMPO QUIRÚRGICO

- » Estéril.
- » 1 campo plástico de 40 x 80 cm.

### INDICACIONES

Su uso está indicado para la cobertura estéril de pacientes y prevenir la transferencia de agentes infecciosos durante procedimientos de intervencionismo médico o quirúrgico, que requieran aislamiento y que pueden involucrar baja, moderada y gran cantidad de fluidos, tanto en áreas ambulatorias como en quirófanos, siendo usado de acuerdo a las necesidades previas al procedimiento.




### CORY 78 P. CAMPO QUIRÚRGICO MEDIANO TIPO CAUCHO RIÑÓN

- » Estéril.
- » 1 campo plástico de 100 x 150 cm, doblado en acordeón.

### INDICACIONES

Su uso está indicado para la cobertura estéril de pacientes y prevenir la transferencia de agentes infecciosos durante procedimientos de intervencionismo médico o quirúrgico, que requieran aislamiento y que pueden involucrar baja, moderada y gran cantidad de fluidos, tanto en áreas ambulatorias como en quirófanos, siendo usado de acuerdo a las necesidades previas al procedimiento.




### CORY 79 P. CAMPO QUIRÚRGICO GRANDE TIPO CAUCHO RIÑÓN

- » Estéril.
- » 1 campo plástico de 100 x 200 cm, doblado en acordeón.

### INDICACIONES

Su uso está indicado para la cobertura estéril de pacientes y prevenir la transferencia de agentes infecciosos durante procedimientos de intervencionismo médico o quirúrgico, que requieran aislamiento y que pueden involucrar baja, moderada y gran cantidad de fluidos, tanto en áreas ambulatorias como en quirófanos, siendo usado de acuerdo a las necesidades previas al procedimiento.



### CORY 88 P. CAMPO QUIRÚRGICO ADICIONAL GRANDE

- » Estéril.
- » 1 campo plástico de 200 x 160 cm.

### INDICACIONES

Su uso está indicado para la cobertura estéril de pacientes y prevenir la transferencia de agentes infecciosos durante procedimientos de intervencionismo médico o quirúrgico, que requieran aislamiento y que pueden involucrar baja, moderada y gran cantidad de fluidos, tanto en áreas ambulatorias como en quirófanos, siendo usado de acuerdo a las necesidades previas al procedimiento.




### CORY 102 P. CAMPO DE FENESTRACIÓN

- » Estéril.
- » 1 campo en tela no tejida, absorbente, impermeable, de 50 x 50 cm, con incisión de 7 cm de diámetro.

### INDICACIONES

Su uso está indicado para la cobertura estéril de pacientes y prevenir la transferencia de agentes infecciosos durante procedimientos de intervencionismo médico o quirúrgico, que requieran aislamiento y que pueden involucrar baja, moderada y gran cantidad de fluidos, tanto en áreas ambulatorias como en quirófanos, siendo usado de acuerdo a las necesidades previas al procedimiento.



# INSTITUCIONES DE SALUD


## CAMPOS Y PAQUETES QUIRÚRGICOS DESECHABLES

### CORY 103 P. CAMPO DE OJO

- » Estéril.
- » 1 campo en tela no tejida de 50 x 50 cm, con fenestración de 7 cm de diámetro.

### INDICACIONES

Su uso está indicado para la cobertura estéril de pacientes y prevenir la transferencia de agentes infecciosos durante procedimientos de intervencionismo médico o quirúrgico, que requieran aislamiento y que pueden involucrar baja, moderada y gran cantidad de fluidos, tanto en áreas ambulatorias como en quirófanos, siendo usado de acuerdo a las necesidades previas al procedimiento.




### CORY 131 P. CAMPO ABIERTO CON FENESTRACIÓN

- » Estéril.
- » 1 campo de 80 x 80 cm con incisión de 10 cm de diámetro, en tela no tejida.

### INDICACIONES

Su uso está indicado para la cobertura estéril de pacientes y prevenir la transferencia de agentes infecciosos durante procedimientos de intervencionismo médico o quirúrgico, que requieran aislamiento y que pueden involucrar baja, moderada y gran cantidad de fluidos, tanto en áreas ambulatorias como en quirófanos, siendo usado de acuerdo a las necesidades previas al procedimiento.



### CORY 64 P. BOLSA TRANSPORTE ÓRGANOS PARA TRANSPLANTES

- » Estéril.
- » 1 bolsa de 40 x 50 cm, con cordón.

### INDICACIONES

Su uso está indicado para la cobertura estéril de pacientes y prevenir la transferencia de agentes infecciosos durante procedimientos de intervencionismo médico o quirúrgico, que requieran aislamiento y que pueden involucrar baja, moderada y gran cantidad de fluidos, tanto en áreas ambulatorias como en quirófanos, siendo usado de acuerdo a las necesidades previas al procedimiento.



# INSTITUCIONES DE SALUD


## CAMPOS Y PAQUETES QUIRÚRGICOS DESECHABLES

### CORY 5 P. CAMPO QUIRÚRGICO CIRUGÍA GENERAL

- » Estéril.
- » 1 campo de mesa plástico desechable, 150 x 170 cm.
- » 1 campo bolsa de 50 x 100 cm.
- » 1 campo de 160 x 200 cm con incisión para laparotomía de 50 cm, tela no tejida, absorbente.
- » 3 semitubulares de 40 x 60 cm, plásticos, desechables.

### INDICACIONES

Su uso está indicado para la cobertura estéril de pacientes y prevenir la transferencia de agentes infecciosos durante procedimientos de intervencionismo médico o quirúrgico, que requieran aislamiento y que pueden involucrar baja, moderada y gran cantidad de fluidos, tanto en áreas ambulatorias como en quirófanos, siendo usado de acuerdo a las necesidades previas al procedimiento.




### CORY 6 P. CIRUGÍA CONGÉNITOS CON EXTRACORPÓREA

- » Estéril.
- » 1 campo de 150 x 170 cm, con incisión de 7 cm, en tela no tejida.
- » 2 campo de 150 x 170 cm, tela no tejida.
- » 1 campo bolsa mesa de mayo, de 50 x 100 cm.
- » 1 campo bolsa de 40 x 50 cm, desechos.
- » 1 campo de 160 x 170 cm en tela no tejida, absorbente.

### INDICACIONES

Su uso está indicado para la cobertura estéril de pacientes y prevenir la transferencia de agentes infecciosos durante procedimientos de intervencionismo médico o quirúrgico, que requieran aislamiento y que pueden involucrar baja, moderada y gran cantidad de fluidos, tanto en áreas ambulatorias como en quirófanos, siendo usado de acuerdo a las necesidades previas al procedimiento.



# INSTITUCIONES DE SALUD


## CAMPOS Y PAQUETES QUIRÚRGICOS DESECHABLES

### CORY 8 P. CIRUGÍA REVASCULARIZACIÓN CARDIACA

- » Estéril.
- » 4 campos plásticos, desechables, de 100 x 150 cm.
- » 2 semitubular de 40 x 60 cm plásticos.
- » 1 campo bolsa de 40 x 50 cm, desechos.
- » 1 campo bolsa de 50 x 100 cm.
- » 2 campos plásticos 150 x 170.
- » 1 par de polainas tela no tejida.
- » 4 campos 100 x 160 cm, tela no tejida, absorbente.

### INDICACIONES

Su uso está indicado para la cobertura estéril de pacientes y prevenir la transferencia de agentes infecciosos durante procedimientos de intervencionismo médico o quirúrgico, que requieran aislamiento y que pueden involucrar baja, moderada y gran cantidad de fluidos, tanto en áreas ambulatorias como en quirófanos, siendo usado de acuerdo a las necesidades previas al procedimiento.




### CORY 18 P. OBSTÉTRICO

- » Estéril.
- » 1 tela no tejida de 145 cm de ancho x 200 cm de largo.
- » 1 indicador químico.
- » 2 toallas de 30 cm de ancho x 34 cm de largo, para manos, absorbentes desechables.
- » 1 bata quirúrgica en tela no tejida de 58 cm x 130 cm, manga larga: 60 ± 2 cm, Puño: Rib: 4 ± 1.
- » 1 par de polainas tipo funda mesa de mayo de 76 cm x 100 cm largo, en tela no tejida.
- » 4 pañuelos de 50 cm x 70 cm.

### INDICACIONES

Su uso está indicado para la cobertura estéril de pacientes y prevenir la transferencia de agentes infecciosos durante procedimientos de intervencionismo médico o quirúrgico, que requieran aislamiento y que pueden involucrar baja, moderada y gran cantidad de fluidos, tanto en áreas ambulatorias como en quirófanos, siendo usado de acuerdo a las necesidades previas al procedimiento.



# INSTITUCIONES DE SALUD

## CAMPOS Y PAQUETES QUIRÚRGICOS DESECHABLES

### CORY 19 P. LAPAROTOMÍA INDICACIONES

- » Estéril.
- » 6 toallas absorbentes de 30 x 34 cm.
- » 3 batas personal médico talla L, tela no tejida.
- » 5 pañuelos de 50 x 70 cm.
- » 1 funda tipo bolsa mesa de mayo en tela no tejida de 76 x 100 cm.
- » 1 campo abdominal de 150 x 250 cm, en tela no tejida con incisión después de 1.10 m, de 20 cm x 30 cm.
- » 1 sábana de 148 x 260 cm en tela no tejida.
- » 1 indicador químico.
- » 1 envolvedera de 150 x 200 cm, tela no tejida.

Su uso está indicado para la cobertura estéril de pacientes y prevenir la transferencia de agentes infecciosos durante procedimientos de intervencionismo médico o quirúrgico, que requieran aislamiento y que pueden involucrar baja, moderada y gran cantidad de fluidos, tanto en áreas ambulatorias como en quirófanos, siendo usado de acuerdo a las necesidades previas al procedimiento.




### CORY 25 P. CIRUGÍA LIPOSUCCIÓN LATERAL Y POSTERIOR

- » Estéril.
- » 4 campos plásticos de 100 x 150 cm.

### INDICACIONES

Su uso está indicado para la cobertura estéril de pacientes y prevenir la transferencia de agentes infecciosos durante procedimientos de intervencionismo médico o quirúrgico, que requieran aislamiento y que pueden involucrar baja, moderada y gran cantidad de fluidos, tanto en áreas ambulatorias como en quirófanos, siendo usado de acuerdo a las necesidades previas al procedimiento.



# INSTITUCIONES DE SALUD


## CAMPOS Y PAQUETES QUIRÚRGICOS DESECHABLES

### CORY 26 P. CIRUGÍA REVASCULARIZACIÓN CARIDACA

- » Estéril.
- » 6 campos plásticos de 100 x 150 cm.
- » 2 campos plásticos de 40 x 60 cm.
- » 1 campo plástico tipo bolsa mesa de mayo de 50 x 100 cm.
- » 1 bolsa plástica para desechos de 30 x 40 cm.
- » 1 par de polainas tela no tejida.

### INDICACIONES

Su uso está indicado para la cobertura estéril de pacientes y prevenir la transferencia de agentes infecciosos durante procedimientos de intervencionismo médico o quirúrgico, que requieran aislamiento y que pueden involucrar baja, moderada y gran cantidad de fluidos, tanto en áreas ambulatorias como en quirófanos, siendo usado de acuerdo a las necesidades previas al procedimiento.




### CORY 30 P. NEFRECTOMÍA

- » Estéril.
- » 1 campo plástico de 100 x 150 cm.
- » 1 campo plástico tipo bolsa desechos de 40 x 50 cm.
- » 1 campo plástico de 200 x 160 cm.

### INDICACIONES

Su uso está indicado para la cobertura estéril de pacientes y prevenir la transferencia de agentes infecciosos durante procedimientos de intervencionismo médico o quirúrgico, que requieran aislamiento y que pueden involucrar baja, moderada y gran cantidad de fluidos, tanto en áreas ambulatorias como en quirófanos, siendo usado de acuerdo a las necesidades previas al procedimiento.




### CORY 32 P. LAPARATOMÍA #3 ANEURISMA AORTA

- » Estéril.
- » 2 campos plásticos de 100 x 150 cm.
- » 1 campo tipo bolsa mesa de mayo de 50 x 100 cm.

### INDICACIONES

Su uso está indicado para la cobertura estéril de pacientes y prevenir la transferencia de agentes infecciosos durante procedimientos de intervencionismo médico o quirúrgico, que requieran aislamiento y que pueden involucrar baja, moderada y gran cantidad de fluidos, tanto en áreas ambulatorias como en quirófanos, siendo usado de acuerdo a las necesidades previas al procedimiento.



# INSTITUCIONES DE SALUD

## CAMPOS Y PAQUETES QUIRÚRGICOS DESECHABLES

### CORY 38 P. QUEMADO NIÑOS

- » Estéril.
- » 2 toallas absorbente de 30 x 34 cm.
- » 1 bata personal médico talla L.
- » 1 par de polainas tipo bolsa de mesa de mayo de 76 cm de diámetro x 100 cm largo.
- » 4 pañuelos en tela no tejida de 50 cm x 70 cm.
- » 1 indicador químico.
- » 1 envolvedera de 150 x 200 cm en tela no tejida.

### INDICACIONES

Su uso está indicado para la cobertura estéril de pacientes y prevenir la transferencia de agentes infecciosos durante procedimientos de intervencionismo médico o quirúrgico, que requieran aislamiento y que pueden involucrar baja, moderada y gran cantidad de fluidos, tanto en áreas ambulatorias como en quirófanos, siendo usado de acuerdo a las necesidades previas al procedimiento.




### CORY 51 P. ADICIONAL CIRUGÍA LIPOSUCCIÓN

- » Estéril.
- » 2 campos de plásticos de 100 x 150 cm, doblados en acordeón.

### INDICACIONES

Su uso está indicado para la cobertura estéril de pacientes y prevenir la transferencia de agentes infecciosos durante procedimientos de intervencionismo médico o quirúrgico, que requieran aislamiento y que pueden involucrar baja, moderada y gran cantidad de fluidos, tanto en áreas ambulatorias como en quirófanos, siendo usado de acuerdo a las necesidades previas al procedimiento.



# INSTITUCIONES DE SALUD


## CAMPOS Y PAQUETES QUIRÚRGICOS DESECHABLES

### CORY 39 P. QUEMADO ADULTO

- » Estéril.
- » 1 comprobante químico.
- » 1 envolvera de 145 cm x 200 cm, tela no tejida.
- » 2 sábanas básicas con resorte de 145 cm x 200 cm, en tela no tejida.
- » 4 sábanas de 145 cm x 200 cm, en tela no tejida.
- » 1 sobre sábana de 145 cm x 200 cm, en tela no tejida.
- » 2 fundas de almohada de 50 cm x 74cm, en tela no tejida.
- » 2 batas paciente, en tela no tejida.
- » 1 campo plástico de 100 cm x 150 cm.
- » 2 toalla de baño desechable de 19 cm x 143 cm.
- » 5 toallas absorbentes de 30 x 34 cm.

### INDICACIONES


Su uso está indicado para la cobertura estéril de pacientes y prevenir la transferencia de agentes infecciosos durante procedimientos de intervencionismo médico o quirúrgico, que requieran aislamiento y que pueden involucrar baja, moderada y gran cantidad de fluidos, tanto en áreas ambulatorias como en quirófanos, siendo usado de acuerdo a las necesidades previas al procedimiento.



### CORY 99 P. MAMOPLASTIA INDICACIONES

- » Estéril.
- » 3 campos plásticos de 100 x 150 cm, doblado en acordeón.

Su uso está indicado para la cobertura estéril de pacientes y prevenir la transferencia de agentes infecciosos durante procedimientos de intervencionismo médico o quirúrgico, que requieran aislamiento y que pueden involucrar baja, moderada y gran cantidad de fluidos, tanto en áreas ambulatorias como en quirófanos, siendo usado de acuerdo a las necesidades previas al procedimiento.



# INSTITUCIONES DE SALUD


## CAMPOS Y PAQUETES QUIRÚRGICOS DESECHABLES

### CORY 138 P. CIRUGÍA GENERAL BÁSICA

- » Estéril.
- » 6 toallas absorbentes.
- » 3 batas personal médico, INVIMA: 2016DM-0014677.
- » 1 funda para mesa de mayo de 50 x 100 cm.
- » 1 bolsa para sutura de 40 x 50 cm.
- » 2 campo de 70 x 70 cm.
- » 4 campo de 38 x 63 cm.
- » 2 campos plisados tipo sábanas de 145 x 200 cm.
- » 1 indicador químico.
- » 1 campo quirúrgico de 145 x 200 cm, con fenestración de 20 x 30 cm y cintas adhesivas.
- » 1 campo mesa de instrumentos de 110 x 200 cm.
- » 1 envolvera de 145 x 200 cm.

### INDICACIONES

Su uso está indicado para la cobertura estéril de pacientes y prevenir la transferencia de agentes infecciosos durante procedimientos de intervencionismo médico o quirúrgico, que requieran aislamiento y que pueden involucrar baja, moderada y gran cantidad de fluidos, tanto en áreas ambulatorias como en quirófanos, siendo usado de acuerdo a las necesidades previas al procedimiento.




### CORY 144 PAQUETE BLOQUEO

- » Estéril.
- » 1 comprobante químico.
- » 1 envolvera de 145 x 200 cm, tela no tejida.
- » 4 toallas absorbentes de 30 x 34 cm.
- » 2 batas personal médico T: L.
- » 4 pañuelos de 50 x 70 cm.
- » 1 campo de 150 x 170 cm en tela no tejida con incisión de 7 cm de diámetro.
- » 1 campo plástico de 100 x 150 cm.
- » 1 campo genital de 50 x 70 cm en tela no tejida.

### INDICACIONES

Su uso está indicado para la cobertura estéril de pacientes y prevenir la transferencia de agentes infecciosos durante procedimientos de intervencionismo médico o quirúrgico, que requieran aislamiento y que pueden involucrar baja, moderada y gran cantidad de fluidos, tanto en áreas ambulatorias como en quirófanos, siendo usado de acuerdo a las necesidades previas al procedimiento.



# INSTITUCIONES DE SALUD


## CAMPOS Y PAQUETES QUIRÚRGICOS DESECHABLES

### CORY 145 PAQUETE INTERVENCIONISMO

- » Estéril.
- » 1 comprobante químico.
- » 1 envolvera de 145 x 200 cm, tela no tejida impermeable laminada.
- » 4 toallas absorbentes de 30 x 34 cm.
- » 2 batas personal médico T: L.
- » 4 pañuelos de 50 x 70 cm.
- » 1 campo de 150 x 170 cm en tela no tejida con incisión de 7 cm de diámetro.
- » 1 sábana de 145 x 200 cm en tela no tejida.
- » 1 campo genital de 50 x 70 en tela no tejida.
- » 1 campo plástico de 100 x 150 cm.

### INDICACIONES

Su uso está indicado para la cobertura estéril de pacientes y prevenir la transferencia de agentes infecciosos durante procedimientos de intervencionismo médico o quirúrgico, que requieran aislamiento y que pueden involucrar baja, moderada y gran cantidad de fluidos, tanto en áreas ambulatorias como en quirófanos, siendo usado de acuerdo a las necesidades previas al procedimiento.




### CORY 146 PAQUETE NEURORADIOLOGÍA RX

- » Estéril.
- » 1 comprobante químico.
- » 1 envolvera de 145 x 200 cm, tela no tejida impermeable laminada.
- » 6 toallas absorbentes de 30 x 34 cm.
- » 3 batas personal médico T: XL.
- » 5 pañuelos de 50 x 70 cm.
- » 1 campo de 150 x 170 cm en tela no tejida con incisión de 7 cm de diámetro.
- » 1 sábana de 145 x 200 cm en tela no tejida.
- » 1 campo plástico de 100 x 150 cm.
- » 1 bolsa funda mesa de mayo de 50 x 100 cm con cinta adhesiva.

### INDICACIONES

Su uso está indicado para la cobertura estéril de pacientes y prevenir la transferencia de agentes infecciosos durante procedimientos de intervencionismo médico o quirúrgico, que requieran aislamiento y que pueden involucrar baja, moderada y gran cantidad de fluidos, tanto en áreas ambulatorias como en quirófanos, siendo usado de acuerdo a las necesidades previas al procedimiento.



# INSTITUCIONES DE SALUD


## CAMPOS Y PAQUETES QUIRÚRGICOS DESECHABLES

### CORY 147 PAQUETE BÁSICO POSITIVO

- » Estéril.
- » 1 comprobante químico.
- » 1 envolvedera de 145 x 200 cm, tela no tejida impermeable laminada.
- » 4 toallas absorbentes de 30 x 34 cm.
- » 1 par polainas en tela no tejida impermeable laminada.
- » 2 batas personal médico T: L, tela no tejida impermeable laminada.
- » 2 sábanas de 145 x 160 cm en tela no tejida impermeable laminada.
- » 2 sábanas de 145 x 80 cm en tela no tejida impermeable laminada.
- » 1 bolsa plástica tipo funda mesa de mayo de 50 x 100 cm.

### INDICACIONES

Su uso está indicado para la cobertura estéril de pacientes y prevenir la transferencia de agentes infecciosos durante procedimientos de intervencionismo médico o quirúrgico, que requieran aislamiento y que pueden involucrar baja, moderada y gran cantidad de fluidos, tanto en áreas ambulatorias como en quirófanos, siendo usado de acuerdo a las necesidades previas al procedimiento.




### CORY 149 HEMODINÁMICA

- » Estéril.
- » 1 comprobante químico.
- » 1 envolvedera de 145 x 200 cm, tela no tejida impermeable laminada.
- » 4 toallas absorbentes de 30 x 34 cm.
- » 2 batas personal médico T: XL.
- » 3 pañuelos de 50 x 70 cm.
- » 1 campo de 145 x 300 cm en tela no tejida con fenestración femoral.
- » 1 sábana de 145 x 200 cm en tela no tejida.
- » 1 campo plástico de 100 x 150 cm.

### INDICACIONES

Su uso está indicado para la cobertura estéril de pacientes y prevenir la transferencia de agentes infecciosos durante procedimientos de intervencionismo médico o quirúrgico, que requieran aislamiento y que pueden involucrar baja, moderada y gran cantidad de fluidos, tanto en áreas ambulatorias como en quirófanos, siendo usado de acuerdo a las necesidades previas al procedimiento.



# INSTITUCIONES DE SALUD

## ROPA DESECHABLE

### CORY 2 BATA QUIRÚRGICA

- » No estéril.
- » Talla M.
- » 1 bata quirúrgica en tela no tejida manga larga con puño rib.

### INDICACIONES

Prenda para pacientes o acompañantes. Utilizado para prevenir contaminación por fluidos u otras sustancias.



### CORY 3 BATA QUIRÚRGICA

- » No estéril.
- » Talla L.
- » 1 bata quirúrgica en tela no tejida manga larga con puño rib.

### INDICACIONES

Prenda para pacientes o acompañantes. Utilizado para prevenir contaminación por fluidos u otras sustancias.



### CORY 14 KIT CENTRAL DE MEZCLA IMPERMEABLE

- » Estéril.
- » 1 overol manga corta en tela no tejida laminada impermeable.
- » 1 par polainas en tela no tejida laminada impermeable.
- » 1 campo quirúrgico en tela no tejida de 40 cm x 100 cm.
- » 1 mascarilla descartable de tela. INVIMA 2014DM-0011024.

### INDICACIONES

Su uso está indicado para cobertura del personal de procesamiento en la central de mezclas, para prevenir la contaminación microbiana.



### CORY 81 DELANTAL

- » No estéril.
- » 1 delantal plástico blanco talla única unisexo.

### INDICACIONES

Previene que la ropa del personal que realiza las actividades se contamine o esta llegue a contaminar las superficies con las que se trabaja.



# INSTITUCIONES DE SALUD

## ROPA DESECHABLE

### CORY 82 P. GUANTE POLIETILENO

- » No estéril.
- » 1 par de guantes de polietileno corto.

### INDICACIONES

Previene que las manos puedan contaminar las superficies.



### CORY 97 P. BATA DESECHABLE

- » No estéril.
- » Talla L.
- » 1 bata tipo paciente o acompañante, desechable manga corta en tela no tejida.

### INDICACIONES

Prenda para pacientes o acompañantes. Utilizada para prevenir contaminación por fluidos u otras sustancias.



### CORY 98 BATA PACIENTE O ACOMPAÑANTE

- » No estéril.
- » Talla L.
- » 1 bata tipo paciente, desechable manga sisa, tela no tejida, no absorbente.

### INDICACIONES

Prenda para pacientes o acompañantes. Utilizado para prevenir contaminación por fluidos u otras sustancias.



### CORY 125 ROPA INTERIOR FEMENINA

- » No estéril.
- » 1 top y tanga en tela no tejida color morado.

### INDICACIONES

Ropa interior utilizada previamente a los procedimientos de intervención médica.



# INSTITUCIONES DE SALUD

## ROPA DESECHABLE

### CORY 126 ROPA INTERIOR MASCULINA

- » No estéril.
- » 1 boxer en tela no tejida SMS con cordón.

### INDICACIONES

Ropa interior utilizada previamente a los procedimientos de intervención médica.



### CORY 129 P. GORROS

- » No estéril.
- » Gorros tipo oruga. Unidades según necesidad de cliente.

### INDICACIONES

Gorros para la protección de la cabeza y cabello.



### CORY 140 ROPA INTERIOR MASCULINA

- » No estéril.
- » Morada.
- » 1 boxer.

### INDICACIONES

Ropa interior utilizada previamente a los procedimientos de intervención médica.



### CORY 142 ROPA INTERIOR FEMENINA

- » No estéril.
- » Top y cachetero en tela no tejida SMS azul.

### INDICACIONES

Ropa interior utilizada previamente a los procedimientos de intervención médica.



# INSTITUCIONES DE SALUD

## ROPA DESECHABLE

### CORY 143 ROPA INTERIOR MASCULINA

- » No estéril.
- » 1 boxer en tela no tejida SMS azul.

### INDICACIONES

Ropa interior utilizada previamente a los procedimientos de intervención médica.



### CORY 20 P. BATA PERSONAL MÉDICO

- » Estéril.
- » 1 bata quirúrgica en tela no tejida manga larga con puño rib.

### INDICACIONES

Su uso está indicado para la cobertura estéril del personal del área de la salud durante procedimientos de intervencionismo médico o quirúrgico, que requieran aislamiento y que pueden involucrar baja, moderada y gran cantidad de fluidos, tanto en áreas ambulatorias como en quirófanos. Contribuye a prevenir la contaminación del personal de la salud hacia el paciente y visceversa.



### CORY 52 P. DELANTAL

- » Estéril.
- » 1 delantal plástico, talla unica.

### INDICACIONES

Su uso está indicado para la cobertura estéril del personal del área de la salud durante procedimientos de intervencionismo médico o quirúrgico, que requieran aislamiento y que pueden involucrar baja, moderada y gran cantidad de fluidos, tanto en áreas ambulatorias como en quirófanos. Contribuye a prevenir la contaminación del personal de la salud hacia el paciente y visceversa.



### CORY 100 BATA DESECHABLE CUELLO REDONDO

- » Estéril.
- » 1 bata tipo paciente o acompañante, desechable manga corta en tela no tejida.

### INDICACIONES

Su uso está indicado para la cobertura estéril del personal del área de la salud durante procedimientos de intervencionismo médico o quirúrgico, que requieran aislamiento y que pueden involucrar baja, moderada y gran cantidad de fluidos, tanto en áreas ambulatorias como en quirófanos. Contribuye a prevenir la contaminación del personal de la salud hacia el paciente y visceversa.



## ROPA DESECHABLE

### CORY 101 BATA PACIENTE

- » Estéril.
- » 1 bata tipo paciente, desechable manga sisa, tela no tejida.

### INDICACIONES

Su uso está indicado para la cobertura estéril del personal del área de la salud durante procedimientos de intervencionismo médico o quirúrgico, que requieran aislamiento y que pueden involucrar baja, moderada y gran cantidad de fluidos, tanto en áreas ambulatorias como en quirófanos. Contribuye a prevenir la contaminación del personal de la salud hacia el paciente y visceversa.



### CORY 107 OVEROL MANGA CORTA

- » Estéril.
- » 1 overol manga corta desechable, talla única.

### INDICACIONES

Su uso está indicado para la cobertura estéril del personal del área de la salud durante procedimientos de intervencionismo médico o quirúrgico, que requieran aislamiento y que pueden involucrar baja, moderada y gran cantidad de fluidos, tanto en áreas ambulatorias como en quirófanos. Contribuye a prevenir la contaminación del personal de la salud hacia el paciente y visceversa.



### CORY 110 P. KIT OVEROL ESCAFANDRA

- » Estéril.
- » 1 overol en tela no tejida, absorbente impermeable con un gorro.
- » 1 par de polainas.

### INDICACIONES

Su uso está indicado para la cobertura estéril del personal del área de la salud durante procedimientos de intervencionismo médico o quirúrgico, que requieran aislamiento y que pueden involucrar baja, moderada y gran cantidad de fluidos, tanto en áreas ambulatorias como en quirófanos. Contribuye a prevenir la contaminación del personal de la salud hacia el paciente y visceversa.



**Cory** **INDUSTRIAS** Soluciones de limpieza  
**Bio** degradables



**[www.cory.com.co](http://www.cory.com.co)**  
**[virtual.cory.com.co](http://virtual.cory.com.co)**  
**Calle 10 Sur # 50 FF 42**  
**TEL : (4) 444 2679**  
**MED-COL**