

INSUMOS Y EQUIPOS PARA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN



Sterinova
Aseguramiento en esterilización.

TEST DE BOWIE & DICK

Control del funcionamiento de la autoclave:

Hoja tamaño A4 de 80 g/m²

Indicador Químico Tipo 2

Color Inicial: Amarillo Color Final: Marron Oscuro/Negro



INDICADOR QUÍMICO

Control del del proceso de esterilización

Caja x 250 tiras sencillas

Indicador Químico Tipo 5 y 6

Eto: Secuencial de 2 fases Vapor: Secuencial de 3 fases



INDICADOR BIOLÓGICO

Control Colorimétrico

Presentación caja x 100 Unds.

Óxido de etileno

Vapor

Incubación de 48 hrs a 37±2 °C Incubación de 24 hrs a 60±2 °C

Control Fluorescencia

Presentación caja x 50 Unds.

Óxido de etileno

Vapor

Incubación de 4 hrs a 37±2 °C Incubación de 1 y 3 hrs a 60±2 °C



INCUBADORAS

Funciona para controles de vapor y óxido de etileno



IC 10/20

Uso de controles biológicos para lectura colorimétrica



IC 10/20FR



MINIBIO

Uso de controles biológicos para lectura rápida por fluorescencia

***Equipo para entrega en Comodato**

SISTEMAS DE EMPAQUE

ROLLO PAPEL GRADO MÉDICO CON INDICADORES VAPOR/ETO



Presentación:

Rollo plano x 200 mts

Rollo con fuelle x 100 mts

BOLSAS PRE CORTADAS PAPEL GRADO MÉDICO



Corte y sellado estándar



Optimización de inventarios



Disminución de costos por desperdicio



Triple sellado tipo fabrica



Optimización de espacio para almacenamiento



Disminución de costos por mano de obra



Respuesta rápida a sus necesidades



Alta resistencia en proceso de esterilización

SELLADORA PAPEL GRADO MÉDICO



Construida en acero inoxidable ligado para usos higiénicos y asépticos.

- Temperatura ajustable 50 ° C a 250 ° C
- Velocidad 10 m / miin
- Display LCD

***Equipo para entrega en Comodato**



- Esterilización a alta y baja temperatura
- Contingencia de esterilización con vapor
- Comercialización de insumos médicos
- Infraestructura física