




#TUMECUIDASYOTECUIDO

MACHINE S.A.S

Prioriza tu bienestar



S O B R E N O S O T R O S

Somos MACHINE S.A.S, industria nacional de insumos médicos. Ubicados en la ciudad de Cali somos un grupo de innovadores con los estándares mas altos, usamos tecnologías avanzadas para elevar la calidad de la industria. Manejamos materias primas de primera calidad y certificamos la idoneidad de nuestros procesos; con un talento humano enfocado en cumplimiento y calidad.





NUESTRO PRODUCTO

r.

- **Fabricamos mascararas de protección bajo los estándares exigidos por INVIMA.**
- **Nuestra infraestructura y el aprovisionamiento de materias primas nos permiten responder: a solicitudes de gran cantidad, con respuestas a corto plazo.**



**Capa de eficiencia
medica**

**Excelente
fabricación**

**Elastico
hipoalergénico**

**Suave y
confortable**

**Facil
transpiración**

**Ajustable al
rostro**

Machine[®]

ESPECIFICACIONES

17.5CM

9.5CM

SS spundbond 25gr

Meltblown 25 gr BFE 99%

SS spundbond 25gr



TAPABOCAS BFE 99% USO MEDICO

PROPUESTA ECONOMICA

SEÑORES: A QUIEN CORRESPONDA

TAPABOCAS USO MEDICO \$ 630 PESOS X UNIDAD

CAPACIDAD X DIA UN MILLON(1.000.000) DE UNIDADES

STOCK DISPONIBLE DOS MILLONES (2.000.000)DE UNIDADES

Machine®

*Puedes confiar en
nosotros para
satisfacer sus
necesidades.*



F I C H A T E C N I C A

NOMBRE COMERCIAL	Mascara desechable o tapabocas 3 capas,3 pliegues termo sellado por ultrasonido
PRESENTACIÓN	Caja x 50 unidades.
ESPECIFICACIONES	Polietileno tela no tejida quirúrgica. Primera capa spunbond 25gr. . Segunda capa meltblown filtro BFE 99% 25gr. Tercera capa spunbond 25gr. Color blanco y azul y combinado.
USO	Mascarilla o tapabocas de sujeción a la oreja, usado para Protección general, cumple una función de barrera microbiana reduciendo el paso de fluidos corporales al exterior. Protege el riesgo de exposición a partículas suspendidas en el aire. se usa en el campo médico, odontología y quirúrgico.
FRECUENCIA DEL USO	Uso único, no reutilizable.
CARGA MICROBIOLOGICA	No estéril, libre de patógenos
DIMENSIONES	Dimensiones terminado adulto largo: 17,5cm, Ancho 9.5cm. Tolerancia de las dimensiones +-0,5 cm
ALMACENAMIENTO	Se debe almacenar en un lugar libre de humedad y de gases cáusticos. Debe ser un lugar seco y ventilado.
DISPOSICIÓN FINAL	Se debe desechar como material orgánico, deben ser destruidos Después de utilizados. Debe prohibirse su uso en caso de encontrarse Enmohecido afectado por la humedad.
NORMATIVIDAD	Cumple las indicaciones establecidas en la guía expedida por el ministerio de salud GMTG15-01 LINEAMIENTOS MÍNIMOS PARA LA FABRICACIÓN DE TAPABOCAS Y OTROS INSUMOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR ENFERMEDAD COVID19.
OTRAS CARACTERÍSTICAS	Los materiales empleados no causan ninguna reacción alérgica, no son tóxicos o citotóxicos y no conducen a la sensibilización o irritación. La tela permite filtración y repelencia, ajustabilidad y respetabilidad.



+

¡GRACIAS!

TU SALUD ES NUESTRA PRIORIDAD.



SERVICIOALCLIENTE@MACHINE.COM.CO

@MACHINE.HEALTH



301 459 62 42

Machine®

TU SALUD ES NUESTRA PRIORIDAD.