

PRESENTACION DE PRODUCTOS PREVENCION COVID-19

Sea esta la oportunidad para extenderle un cordial saludo.

En concordancia con la Misión de Chahin, la cual se centra en Proveer Soluciones Integrales en Salud, Generando Valor Agregado al Sector, nos permitimos presentarle parte de nuestro Portafolio, donde detallamos la información más relevante de nuestros Productos y Servicios que pueden ser de su interés.

Presentamos información sobre el Alcohol Etílico Industrial al 96%, de nuestro Gel Antibacterial y nuestras Mascarillas Lavables FX. Detallamos sus características, usos y beneficios principales:

Mascarilla Facial de Sujeción Grado Medico

La máscara facial, de un solo uso, es un elemento utilizado para disminuir el riesgo de contacto con agentes contaminantes o de riesgo para la salud del médico y paciente, así como también para evitar la contaminación por medio de fluidos.

La máscara facial es utilizada por Médicos, Enfermeras Profesionales, Auxiliares de Enfermería y demás personal que lo requiera.

Gel Antibacterial con alcohol al 70%

- Gel para manos, puede usarse en cualquier momento, lugar y además no requiere toallas ni agua, secado rápido.
- Elimina las bacterias y hongos de la piel.
- *Formula no pegajosa, con humectación para evitar resequedad en las manos.*
- No contiene fragancia.
- Libre de fenoles.
- pH neutro (6.5 - 7.5)
- Indicado para personal del sector salud y afines que necesitan sanitizar sus manos con frecuencia.

Alcohol Etílico Industrial al 96% sus usos principales:

- Como disolvente para resinas, grasa, aceites, ácidos grasos, hidrocarburos, hidróxidos alcalinos, es el indicado para atender las necesidades actuales del COVID 19.
- También actúa como medio de extracción por solventes, fabricación de intermedios, derivados orgánicos, colorantes, drogas sintéticas, elastómeros, detergentes.
- Soluciones para limpieza.
- Revestimientos, cosméticos.
- Anticongelante.
- Antisépticos, medicina.

De nuestro producto bandera, Las Mascarillas Lavables FX, detallamos parte de la información y algunos de sus beneficios:

- Son para uso Institucional (no personal médico-asistencial) y elaboradas bajo los más estrictos estándares de calidad. *Bajo esta premisa, buscamos que los insumos necesarios para el personal de la salud sean destinados exclusivamente para ellos.*
- Lavable hasta 20 veces*, disminuyendo de manera significativa los costos de Elementos de Protección Personal y permitiendo que se masifique su uso.
- *Las 20 lavadas certificadas con protección, garantizan un ahorro hasta del 85% en los costos de tapabocas para su personal, sin disminuir la protección necesaria para enfrentar el Covid -19.*
- Es resistente a la limpieza con alcohol, con cloro diluido al 5% y resistente a temperaturas hasta de 80 grados centígrados para su lavado.
- Material antialérgico con resistencia a la saturación del sudor.
- Durante su proceso de fabricación reciben un revestimiento especial otorgando un acabado y consistencia anti fluido y antibacterial que mejora aún más su sistema de protección.
- Cumple con Estándar 100 Oeko-tex Clase 1. (Ver Certificado).
- Como valor agregado, está la posibilidad de personalizar cada una de las mascarillas con el Logo institucional y/o con un mensaje educativo.
- La personalización permite que se constituyan también en un elemento generador de consciencia para la protección.
- Todo esto también posibilita que las mascarillas sean utilizadas como símbolo de apoyo a la comunidad, directamente o a través de Fundaciones y Organismos de apoyo, clientes o proveedores que la entidad considere.

Nos permitimos resaltar que contamos con el apoyo irrestricto de los fabricantes y trabajamos con los esquemas de calidad y eficiencia que este compromiso requiere.

*Ver Certificado de Calidad adjunto (Certificate of Performance)

Seguros de ofrecerles la mejor alternativa para atender sus necesidades, quedamos a la espera de la evaluación de esta información y una pronta y positiva respuesta.

Atentamente,



SAMMI CHAHIN SERRATO

Gerente General

Cel.: 3168305610

e-mail: sammi.chahin@chahin.com.co

MASCARILLA FACIAL DE SUJECION GRADO MEDICO

Marca: RYMCO



- Ver Ficha Técnica al Final del Documento

GEL ANTIBACTERIAL CON ALCOHOL AL 70%



Chahin
ALCOHOL ETÍLICO
INDUSTRIAL DESNATURALIZADO

FICHA TÉCNICA

Descripción ANÁLISIS	Líquido Transparente ANÁLISIS	UNIDADES	ESPECIFICACIONES	
			MÍNIMO	MÁXIMO
Alcoholométrico Título	Título Alcoholométrico	% v/v	95,0	-
Acidez	Acidez	% m/v	-	0,0050
Metaloid	Metaloid	% m/v	-	0,0500
Relative Density 20/20°C	Densidad Relativa 20/20°C	% m/v	0,8010	0,8118
Color	Color	APHA	-	10
Total Congeneres	Total Congeneres	mg/L	-	1000

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
 25/03/2020
ALCOHOL ETÍLICO DESNATURALIZADO


 ROTULO NFPA
 2 1 0


 ROTULO UN
 3



SECCIÓN 1: PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre del Producto: ALCOHOL ETÍLICO DESNATURALIZADO
Símbolos: Flammable, Corrosive, Health Hazard, Alcohol Desnaturalizado.
Peligros: CORROSION
Número Interno: N/A
Número UN: 1179
Clase UN: 3
 Compañía que desarrolla la Hoja de Datos de Seguridad es el producto de la recopilación de información de diferentes bases de datos suministradas por entidades internacionales relacionadas con el tema. La dimensión de la información fue revisada por Productora Lda. Ltda.
Teléfono de emergencia: CEPROQUIM (01800051691/2486012) - CISTENA: 01800051141/PRODUCTORA Lda. Ltda. 9892299

+57 317 3314788.

CARETAS DE PROTECCIÓN

Ficha Técnica

MATERIALES
 Diadema: PP
 Visor: PET

PESO APROXIMADO
 Diadema: 20,5 g.
 Visor: 24,8 g.

DIMENSIONES (mm)
 Diadema: 140x205x10
 Visor: 330x210

ESPESOR (mm)
 Diadema: 5mm
 Visor: 0.1-0.4 mm

TALLA
 Única - Adulto

RECOMENDACIONES
 DE USO: PRODUCTO NO ESTÉRIL, IDEAL
 DESINFECTAR ANTES DE USAR CON
 ALCOHOL ETÍLICO CON CONCENTRACIÓN MAYOR AL 70%.
LAS DOS PIEZAS RESISTEN
 ESTERILIZACIÓN QUÍMICA CON ÓXIDO DE ETILENO,
 SERRAD Y RADIACIÓN GAMMA.
 PRODUCTO DE USO PERSONAL.



BENEFICIOS MASCARILLAS LAVABLES FX

	VS	
MASCARILLA LAVABLE FX TEJIDA PARA CIVILES		MASCARILLAS DESECHABLES
20 LAVADAS	VIDA UTIL	DEBE SER DESECHADO TRAS EL PRIMER USO
MENOR DESECHO DE TELA 100 % A BASE DE POLIÉSTER	IMPACTO AMBIENTAL	MAYOR DESECHO DE PLÁSTICO
EVITA EL CONSUMO DE INSUMOS DESTINADOS AL PERSONAL DE LA SALUD	IMPACTO SECTOR SALUD	DISMINUYE LA DISPONIBILIDAD DE INSUMOS DESTINADOS AL PERSONAL DE LA SALUD
PUEDE SER REUTILIZADO, LAVADO Y DESINFECTADO	USO	NO DEBE SER REUTILIZADO
ALTA RESISTENCIA A LA TENSIÓN POR AMBOS LADOS	RESISTENCIA	BAJA RESISTENCIA A LA TENSIÓN
LA DENSIDAD DEL TEJIDO SE PUEDE AJUSTAR PARA AUMENTAR EL NIVEL DE FILTRACIÓN	FILTRACIÓN	NIVEL DE FILTRACIÓN INAJUSTABLE
EL LOGO EMPRESARIAL PUEDE SER TEJIDO A LA MASCARILLA	CUSTOMIZACIÓN	NO PUEDE SER PERSONALIZADO



Assay Number:	TXT1-20-472	Lab Trial, Mill Trial, Production, or N/A	Mill Trial
Test Articles:	Textiles	Test Organism:	S. aureus
Sample Size:	~2" x 2" (2 Swatch)	ATCC#:	6538
Start Date:	04/21/2020	End Date:	04/23/2020
Test Method	AATCC100 (LAB-TM-203)	Rev#	1

Sample Identification	Organism Count (CFU/ml)		Percent Reduction**
	Zero Contact Time	24 Hours Contact Time	
Assay (+)	2.17 x 10 ⁵	3.1 x 10 ⁶	No Reduction
Assay (-)	<100*	<100*	N/A
100% Polyester Blue - Mask Sample - Agion AMB-10G, 20 Wash; Sciessent ID#:200420-11A		<100*	99.99%

Testing was performed in accordance with standard operating procedures of Sciessent LLC.

Notes: * ≤ 100 = Limits of detection of assay.
 ** Percent reduction calculated using: Assay+ T24 hour contact time.

REVIEWED *Bertine Garraud*
 By Bertine Garraud at 12:20 pm, Apr 24, 2020

APPROVED *Nilay Desai*
 By Nilay Desai at 3:18 pm, Apr 24, 2020

The Agion® Antimicrobial is presently registered by the United States Environmental Protection Agency as a preservative and bacteriostatic agent for use in treated articles under 40 CFR 152.25a. This technical data is provided to substantiate the efficacy of the antimicrobial compound. However, the data are not intended to support or endorse public health claims for treated articles.
 Sciessent: LAB-SOP-002 rev 1 Att#1

CATETER INTRAVENOSO JELCO




Catéter intravenoso periférico de Ocrilón *™ (Poliuretano), rígido a temperatura ambiente, permitiendo un firme control en la inserción y suavidad al contacto con la sangre, disminuyendo el riesgo de flebitis. Su exclusiva punta en "V" esta pulida electrónicamente, requiere 30% menos fuerza de inserción, lo cual reduce significativamente el trauma al paciente.

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS:

- ☐ Aguja con punta en "V" crea una entrada más fácil para el catéter.
- ☐ Punta pulida electrónicamente, produce una inserción más suave.
- ☐ La cánula de Ocrilón *™ evita que el catéter se arrugue o se doble al pasar por la piel o al contacto con la pared de la vena.
- ☐ Se suaviza al contacto con la sangre, adaptándose al Sistema Venoso evitando la flebitis (Inflamación de la vena).
- ☐ Nuevo tapón poroso que permite un retorno sanguíneo más rápido y consistente.
- ☐ Catéter de pared delgada.
- ☐ Cuerpo del catéter con código de color universal para fácil identificación del calibre.
- ☐ Esterilizados vía rayos Gamma.

ESQUEMA GRÁFICO



MÁSCARAS DE SUJECCIÓN BFE 90%

Pág.
1/2

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO:

Máscara facial desechable de sujeción, no estéril, de un solo uso.

COMPONENTES PRINCIPALES

Capa Externa: Fabricada con tela no tejida o celulosa con gramaje mínimo de 13 g/m².

Capa Media – Filtro: Fabricada con tela no tejida con gramaje mínimo de 30 g/m². (Eficiencia de Filtración de Bacterias ≥ 90%)

Capa Interna: Fabricada con tela no tejida o celulosa con gramaje mínimo de 17 g/m².

Cintas Laterales: Fabricada con tela no tejida con gramaje mínimo de 20 g/m².

Alambre recubierto: Elaborado con alambre recubierto de plástico PE (Polietileno) 3.0mm ancho, calibre del alambre 0,5mm.

Elástico Circular: Elaborado con Spandex y Poliéster, no irrita la piel.

Sellada con ultrasonido.

Presentación en color: Amarilla, Azul, Blanca, Lila, Verde.

Dimensiones de la Máscara Facial:

Largo de la máscara: 172 mm -178 mm

Ancho de la máscara : 98 mm -102 mm

Largo del alambre : Mínimo 95 mm

Largo del elástico: 140mm – 180 mm

Ancho de la cinta lateral: 8mm – 12mm.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

25 unidades / Caja plegadiza

50 unidades / Caja plegadiza

20 Caja plegadiza / Caja corrugada

1000 unidades / Caja corrugada

Bolsa plástica x 32 unidades, Caja corrugada x 50 bolsas, Caja corrugada x 1600 unidades.

Bolsa impresa a doble cara x 1 unidad, caja corrugada x 1000 unidades.

Bolsa impresa a doble cara x 5 unidades, caja corrugada x 1000 unidades.

Bolsa impresa a doble cara x 10 unidades, caja corrugada x 1000 unidades.

Bolsa impresa a doble cara x 25 unidades, caja corrugada x 1000 unidades.

Bolsa impresa a doble cara x 50 unidades, caja corrugada x 1000 unidades.

INSPECCIÓN VISUAL

Ausencia de defectos: Las máscaras faciales deben estar libres de manchas, partículas extrañas y hebras. Las máscaras faciales deben estar libres de orificios y manchas. Según normas internas de fabricación.

ENSAYOS FISICOS

Dimensiones: largo de la máscara, ancho de la máscara, largo del elástico, largo del alambre y ancho de la cinta lateral. Según normas internas de fabricación.

Resistencia mecánica: determina la seguridad de las uniones de la máscara facial cuando son sometidas a fuerzas externas de tensión. Según normas internas de fabricación.

INDICACIONES

- Utilice la Máscara Facial, de acuerdo a los requerimientos de la institución de salud.
- Use técnica aséptica y abra el empaque.
- Deséchelo una vez ha sido utilizado, según los protocolos de la institución.

USOS Y PRECAUCIONES DEL PRODUCTO

La Máscara Facial, de un solo uso, es un elemento utilizado para disminuir el riesgo de contacto con agentes contaminantes o de riesgo para la salud del médico y paciente, así como también para evitar la contaminación por medio de fluidos.

La Máscara Facial, es utilizado por médicos, enfermeras profesionales, auxiliares de enfermería y demás personal que lo requiera. Si la Máscara Facial, no se encuentra en buen estado, no utilizar este producto. Este elemento solo se debe usar una sola vez, deseche la máscara facial una vez ha sido utilizado.

**MÁSCARAS DE
SUJECCIÓN BFE 90%****Pág.
2/2**

Una vez descargado o impreso este documento se considerará una copia no controlada. Verifique su versión y vigencia antes de utilizar. El documento original se encuentra bajo custodia de Administrador de Documentación.

Documento propiedad de RYMCO S.A. prohibida su reproducción total o parcial.

**FECHA DE ELABORACION
2020 – 02 – 10**

Barranquilla - Colombia
Calle 80 No. 78B - 51 A.A. 3130
www.rymco.com.co
E-mail: calidad@rymco.com.co
Departamento de Gestión de Calidad
Investigación y Desarrollo

ELABORADO POR:

Cristian H.
CRISTIAN HERNANDEZ D.
ANALISTA DE DESARROLLO Y
ESPECIFICACIONES

REVISADO POR:

Daniel Cudriz
DANIEL CUDRIZ Z.
COORDINADOR DE CONTROL DE
CALIDAD

APROBADO POR:

Carlos Solano
CARLOS SOLANO G.
DIRECTOR DE CALIDAD Y DESARROLLO