

Se clasifican en dos grandes grupos de acuerdo al material de sus hebras **ABSORBIBLES** y **NO ABSORBIBLES**; en ambos casos pueden encontrarse de origen Natural y Sintético.

EMPAQUE

- ❑ Asegura la esterilidad del producto.
- ❑ Peel open.

AGUJA DE ACERO GRADO 302


- ❑ Gracias al siliconado te permite tener un suave paso por los tejidos.
- ❑ Especialmente diseñada para no perder el filo después de varias pasadas.
- ❑ Aguja del tamaño ideal para cada calibre.

HEBRA DE ALTA GAMA

- ❑ Para evitar el arrastre tisular posee una hebra uniforme y homogénea.
- ❑ Posee una alta resistencia a la tracción.
- ❑ Es flexible, te brinda una fácil manipulación y seguridad para realizar los nudos.
- ❑ Nuestras hebras cuentan con el largo ideal para cada tipo de intervención.

BENEFICIOS

- ❑ Proporciona una menor reacción tisular y un suave paso a través de los tejidos gracias al excelente filo y silicona total de las agujas.
- ❑ Gracias al perfecto nivel de concordancia en el engaste, genera un menor traumatismo en el paciente.



SUTURA engastada con máquinas electrónicas de **AVANZADA TECNOLOGÍA**, que nos brinda una **EXCELENTE CONCORDANCIA** hilo aguja.

Naturales

Catgut Simple

2-0
USP
(3.5 Metric)
28" (70 cm)
MR 15

General Surgery / Cirugía General
PLAIN GUT
CATGUT SIMPLE
Absorbable / Surgical Suture
Absorbible / Sutura Quirúrgica
STERILE EO

1/2 Ø 15 mm
Taper Point / Punta Redonda
R. San.: DM0255N

vital
sutures

TIPO DE ABSORCIÓN: Por fagocitosis	ESTRUCTURA: Multifilamento
COLOR: Crema, Amarillo claro	
CALIBRES: 6-0 a 3.	

Catgut Crómico

2-0
USP
(3.5 Metric)
28" (70 cm)
MR 15

General Surgery / Cirugía General
CHROMIC GUT
CATGUT CRÓMICO
Absorbable / Surgical Suture
Absorbible / Sutura Quirúrgica
STERILE EO

1/2 Ø 15 mm
Taper Point / Punta Redonda
R. San.: DM025N

vital
sutures

TIPO DE ABSORCIÓN: Por fagocitosis	ESTRUCTURA: Multifilamento
COLOR: Marrón claro, Marrón oscuro	
CALIBRES: 6-0 a 3.	

Sintéticas

Ácido Poliglicólico

2-0
USP
(3 Metric)
28" (70 cm)
MR 15

General Surgery / Cirugía General
POLYGLYCOLIC ACID
ÁCIDO POLIGLICÓLICO
Absorbable / Surgical Suture
Absorbible / Sutura Quirúrgica
STERILE EO

1/2 Ø 15 mm
Taper Point / Punta Redonda
R. San.: DM0255N

vital
sutures

TIPO DE ABSORCIÓN: Por hidrólisis	ESTRUCTURA: Multifilamento
COLOR: Violeta	
CALIBRES: 8-0 a 2.	

Poliglactín

2-0
USP
(3 Metric)
28" (70 cm)
MR 15

General Surgery / Cirugía General
POLYGLACTIN
POLIGLACTÍN
Absorbable / Surgical Suture
Absorbible / Sutura Quirúrgica
STERILE EO

1/2 Ø 15 mm
Taper Point / Punta Redonda
R. San.: DM0276N

vital
sutures

TIPO DE ABSORCIÓN: Por hidrólisis	ESTRUCTURA: Multifilamento
COLOR: Violeta	
CALIBRES: 8-0 a 2.	

Polidioxanona

2-0
USP
(3 Metric)
28" (70 cm)
MR 15

General Surgery / Cirugía General
POLYDIOXANONE
POLIDIOXANONA
Absorbable / Surgical Suture
Absorbible / Sutura Quirúrgica
STERILE EO

1/2 Ø 15 mm
Taper Point / Punta Redonda
R. San.: DM0255N

vital
sutures

TIPO DE ABSORCIÓN: Por hidrólisis	ESTRUCTURA: Monofilamento
COLOR: Púrpura	
CALIBRES: 7-0 a 2	

Poliglecaprone (Unicryl)

1
USP
(4 Metric)
28" (70 cm)
MR 40

General Surgery / Cirugía General
POLYGLECAPRONE
POLIGLECAPRONE
Absorbable / Surgical Suture
Absorbible / Sutura Quirúrgica
STERILE EO

1/2 Ø 40 mm
Taper Point / Punta redonda
R. San.: DM0276N

vital
sutures

TIPO DE ABSORCIÓN: Por hidrólisis	ESTRUCTURA: Monofilamento
COLOR: Violeta, Incolora	
CALIBRES: 5-0 a 1.	

Sintéticas

Polipropileno

3-0
USP
(2 Metric)
28" (70 cm)
MR 25

General Surgery / Cirugía General
POLYPROPYLENE
POLIPROPILENO
Non Absorbable / Surgical Suture
No Absorbible / Sutura Quirúrgica
STERILE EO

1/2 Ø 25 mm
Taper Point / Punta redonda
R. San.: DM0255N

vital
sutures

TIPO DE ABSORCIÓN: No absorbible	ESTRUCTURA: Monofilamento
COLOR: Azul	
CALIBRES: 10-0 a 1.	


Poliéster

2-0
USP
(2 Metric)
28" (70 cm)
MR 25

General Surgery / Cirugía General
POLYESTER
POLIÉSTER
Non Absorbable / Surgical Suture
No Absorbible / Sutura Quirúrgica
STERILE EO

1/2 Ø 25 mm
Taper Point / Punta redonda
R. San.: DM0255N

vital
sutures

TIPO DE ABSORCIÓN: No absorbible	ESTRUCTURA: Multifilamento trenzado
COLOR: Verde	
CALIBRES: 6-0 a 5.	

Seda Virgen

8-0
USP
(0.4 Metric)
20P553
6,4 mm

General Surgery / Cirugía General
VIRGIN SILK
SEDA VIRGEN
Non Absorbable / Surgical Suture
No Absorbible / Sutura Quirúrgica
STERILE EO

3/8 Circle Spatulated / Círculo Espatulado
R. San.: DM0255N

vital
sutures

TIPO DE ABSORCIÓN: No absorbible	ESTRUCTURA: Multifilamento retorcido
COLOR: Azul, Negro	
CALIBRES: 8-0 a 7-0.	

Seda Negra Trenzada

3-0
USP
(2 Metric)
28" (70 cm)
TC 20

General Surgery / Cirugía General
BLACK BRAIDED SILK
SEDA NEGRA TRENZADA
Non Absorbable / Surgical Suture
No Absorbible / Sutura Quirúrgica
STERILE EO

3/8 Reverse Cutting / Reverso Cortante
R. San.: DM0255N

vital
sutures

TIPO DE ABSORCIÓN: No absorbible	ESTRUCTURA: Multifilamento trenzado
COLOR: Negro, Blanco.	
CALIBRES: 7-0 a 2.	

Nylon Negro Monofilamento

2-0
USP
(3 Metric)
28" (70 cm)
TC 25

General Surgery / Cirugía General
MONOFILAMENT NYLON
NYLON MONOFILAMENTO
Non Absorbable / Surgical Suture
No Absorbible / Sutura Quirúrgica
STERILE EO

3/8 Reverse Cutting / Reverso Cortante
R. San.: DM0255N

vital
sutures

TIPO DE ABSORCIÓN: No absorbible	ESTRUCTURA: Monofilamento
COLOR: Negro.	
CALIBRES: 10-0 a 2.	

SUTURAS ABSORBIBLES

SUTURAS NO ABSORBIBLES

Recomendaciones:

Abrir solo las suturas necesarias para el procedimiento. Con una suave tracción enderezar las suturas. No apretarlas, no frotarlas, ni jalar bruscamente las agujas. No oprimir o apretar los hilos de suturas con instrumentos quirúrgicos.

Advertencias:

No reesterilizar. Desechar las suturas abiertas sin utilizar. Almacenar a una temperatura no mayor de 27°C.