

Leedsay
OPHTHALMIC SOLUTION

PORTFÓLIO DIGITAL



LEED



SAY

SEGMENTO ANTERIOR CATARATA/CÓRNEA

Viscoelásticos

Matéria Prima **Dow** 
Seringa **BD** 



Metilcelulose 2% 1,5ml

Caixa com 1 ou 10 unidades

Metilcelulose 2% 2,5ml

Caixa com 1 ou 10 unidades



Metilcelulose 4% 1,5ml

Caixa com 1 unidade

Corantes

Matéria Prima **Merck** 
Frasco **Schott** 



Azul Tryp 0,1% 1ml

Caixa com 5 ou 10 unidades

Lentes

Fabricante **Ophthalmic Solution** 
Polímero **Benz Research & Development** **Benz**



Asférica C-Loop

360° Square Edge;
Caixa com 1 unidade



Asférica L-Loop

360° Square Edge;
Caixa com 1 unidade

L
A
N
C
A
M
E
N
T
O

PLUSAMERICA



TECNOLOGIA DE POLÍMERO **BENZ R&D**

MAIS DE 55 MILHÕES DE
IMPLANTES SEM RECALL




QUAD-LOOP ASFÉRICA

360° Square Edge
Caixa com 1 unidade



QUAD-LOOP BIFOCAL

360° Square Edge
Caixa com 1 unidade



QUAD-LOOP TRIFOCAL

360° Square Edge
Caixa com 1 unidade




QUAD-LOOP TÓRICA

360° Square Edge
Caixa com 1 unidade



PlusAmerica QUAD-LOOP

PLATAFORMA HÁPTICA COM 4 APOIOS
MAIOR ESTABILIDADE E CENTRALIZAÇÃO




AMORTECIMENTO INTEGRIDADE
DAS ALÇAS GARANTIDA
NA ZONA ÓPTICA




QUAD-LOOP **TRIFOCAL**
A ÚNICA LENTE TRIFOCAL
NA PLATAFORMA DE 4 APOIOS
EM TODO O BRASIL

FACILIDADE NA
VISUALIZAÇÃO
DA **MARCA DO**
EIXO COM A
QUAD-LOOP
TÓRICA



MENOR ÍNDICE DE
ABERRAÇÃO
ÓPTICA



BARREIRA
SQUARE EDGE
INIBE A MIGRAÇÃO DE CÉLULAS
EPITELIAIS PARA A CÁPSULA POSTERIOR
MENOR PORCENTAGEM DE OCP

OUTRAS LENTES
QUAD-LOOP LEEDSAY

MAIOR ESTABILIDADE



OUTRAS LENTES
QUAD-LOOP **TÓRICA**
AJUSTES DE EIXO EM AMBOS OS
SENTIDOS HORÁRIO E ANTI-HORÁRIO

SEGMENTO POSTERIOR

RETINA

Oléos de Silicone

Matéria Prima **NuSil** 
Seringa **BD** 



Oléo de Silicone 1.000 8ml

Caixa com 1 unidade

Oléo de Silicone 5.000 8ml

Caixa com 1 unidade

Perfluoroctano

Matéria Prima **Sigma-Aldrich** 
Frasco **Schott** 

Perfluoroctano Grau Médico 5ml

Caixa com 1 unidade



ACESSÓRIOS

Anel Capsular

■ Matéria Prima **PMMA**



Anél Capsular Normal

Caixa com 1 unidade



Anél de Tensão Capsular Mod. 3

Caixa com 1 unidade



Anél de Tensão Capsular Mod. 4

Caixa com 1 unidade

Retrator de Íris

■ Matéria Prima **Prolene**



Retrator de Íris

Caixa com 1 ou 5 unidades

Cartuchos



Cartucho Descartável 1.8

Caixa com 10 unidades

Cartucho Descartável 2.2

Caixa com 10 unidades

Cartucho Descartável 2.8

Caixa com 10 unidades

Injetores

Injetor Descartável

Caixa com 10 unidades




Injetor Titânio

Caixa com 1 unidade

Matéria Prima
Atena Instrumentos Cirúrgicos 



Bisturi



Bisturi Retrátil

Caixa com 5 unidades;
Disponível nas medidas:
15°
1.8
2.2
2.8
2.5 Crescente
MVR 23G

Descartáveis



Avental/ SMS

Gramatura 20 à 50;
Estéril ou não estéril;
Laminado ou não laminado



Avental TNT

Gramatura 20 à 50;
Estéril ou não estéril;
Laminado ou não laminado



Avental SSMMS Impermeável

Gramatura 20 à 50;
Estéril ou não estéril



Campo Cirúrgico SMS

Gramatura 45;
Fenestrado com ou sem bag



Campo de Mesa SMS

Gramatura 45;
Impermeável ou não impermeável

